

## TENSIOMÈTRE LIAN METAL ADULTE

Référence : 22067

### Description :



- **Tensiomètre manopaire Lian Metal** avec mécanisme de type « horlogerie » offrant une **grande précision de mesure**.
- **Manomètre grand cadran** à fond clair et chiffres contrastés, lisible sous tous les angles pour un **diagnostic rapide** en situation d'urgence.
- **Cadran ambidextre** rotatif, permettant de passer en un geste d'une utilisation droitrière à gauchère, idéal pour les équipes pluridisciplinaires.
- **Boîtier métal indéformable** avec protection antichoc autour du manomètre pour une excellente résistance aux chutes et au transport fréquent.
- Livré avec un **brassard adulte nylon gris à fermeture velcro**, confortable et facile à nettoyer, adapté à la majorité des patients.

### Caractéristiques techniques :

- **Type de tensiomètre** : manopaire anéroïde pour mesure auscultatoire au stéthoscope.
- **Boîtier** : alliage métal haute résistance avec protège-manomètre souple absorbant les chocs.
- **Brassard fourni** : taille adulte (tour de bras env. 26-34 cm) en nylon gris avec fermeture velcro et repères de circonférence.
- **Poire de gonflage** : modèle rainuré grand volume avec cuillère ergonomique et valve de décompression progressive.
- **Particularités** : tube avec raccord métal à vis pour changement rapide de brassard, appareil livré en trousse de rangement.

## Tensiomètre Lian Metal adulte : précision et robustesse au quotidien

**Tensiomètre manuel anéroïde** avec **grand cadran ambidextre** et **boîtier métal antichoc**, livré avec un **brassard adulte velcro** pour une **mesure fiable de la tension artérielle** en cabinet ou en visite.

- **Grand cadran très lisible**
- **Modèle ambidextre droitier/gaucher**
- **Boîtier métal robuste et durable**
- **Brassard adulte nylon velcro**
- **Raccord rapide pour changer de brassard**

### Mode d'emploi :

- Brancher le tuyau du **tensiomètre Lian Metal adulte** sur le brassard, puis positionner celui-ci sur le bras nu, 2 à

## TENSIOMÈTRE LIAN METAL ADULTE

Référence : 22067

3 cm au-dessus du pli du coude.

- Aligner le repère artériel du brassard avec l'artère brachiale, fermer la bande velcro sans excès de serrage.
- Placer le bras au niveau du cœur, poser le stéthoscope sur l'artère puis gonfler la poire jusqu'à la pression souhaitée.
- Relâcher progressivement la pression grâce à la valve de décompression et lire les valeurs de tension sur le grand cadran.
- Après la mesure, dégonfler totalement le brassard, retirer l'appareil et le ranger dans sa trousse à l'abri des chocs et de l'humidité.

### Précautions d'utilisation :

- Utiliser un **brassard adapté au tour de bras** pour éviter toute erreur de mesure ; changer de taille si nécessaire.
- Ne pas placer le brassard sur un bras perfusé, présentant une plaie ou un œdème important sans avis médical.
- Éviter de tordre la tubulure ou de laisser tomber le manomètre afin de préserver la précision de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement le brassard et la poire avec un chiffon doux légèrement humide ; ne pas immerger le manomètre.
- Faire vérifier périodiquement la précision du tensiomètre selon les recommandations de votre fournisseur et remplacer tout élément usé.

## Tensiomètre manuel adulte pour cabinet et visites à domicile

Le **tensiomètre Lian Metal adulte** s'adresse aux professionnels recherchant un **tensiomètre manuel robuste** pour la mesure régulière de la **tension artérielle**. Son **grand cadran ambidextre**, associé à un **brassard adulte nylon velcro**, garantit une lecture rapide et confortable, en consultation comme en visite à domicile.

Grâce à son **boîtier métal antichoc** et à sa **poire ergonomique**, le Lian Metal accompagne durablement le praticien dans son activité quotidienne. Il s'intègre naturellement à votre matériel de diagnostic et complète vos **stéthoscopes** et équipements de **premiers soins** pour un suivi fiable des patients hypertendus.