

## DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE LIFELINE

Référence : 29010

### Description :



- Défibrillateur semi-automatique conçu pour être utilisé aussi bien par les secouristes que par le grand public dans les entreprises, écoles et collectivités.
- Analyse automatiquement le rythme cardiaque de la victime et n'autorise le choc que si un rythme choquable est détecté, pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Instructions vocales en français haute définition et métronome intégré pour guider l'utilisateur dans le massage cardiaque et la défibrillation.
- Batterie principale longue durée (jusqu'à 5 ans ou 125 chocs) et électrodes adultes pré-gélifiées et économiques pour limiter les coûts de consommables.
- Appareil compact, léger et très résistant, pensé pour les environnements exigeants et livré prêt à l'emploi avec tous les éléments nécessaires.

### Caractéristiques techniques :

- **Type d'appareil** : défibrillateur semi-automatique Lifeline (DSA) avec bouton choc.
- **Guidage utilisateur** : instructions vocales HD (≈ 90 dB, en français) avec métronome d'aide à la RCP.
- **Batterie** : batterie principale 5 ans, environ 125 chocs ou 8 h de fonctionnement continu, pile 9 V de sauvegarde incluse.
- **Robustesse** : indice de protection IP54 et tests selon normes militaires de chocs (MIL-STD) pour un usage en conditions difficiles.
- **Dimensions / garantie** : 30 × 22 × 7 cm, 1,9 kg avec batterie, garantie 8 ans avec échange standard sous 24 h (réf. DCF-E100).

## Défibrillateur semi-automatique Lifeline : défibrillation sécurisée pour tous

Permet à tout intervenant, formé ou non, de délivrer un choc de défibrillation fiable grâce à des instructions vocales claires, un guidage pas à pas et une conception robuste adaptée aux lieux publics.

- **Utilisation intuitive et guidée**
- **Mode semi-automatique DSA**
- **Instructions vocales haute définition**
- **Batterie longue durée 5 ans**
- **Appareil robuste IP54, MIL-STD**

## DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE LIFELINE

Référence : 29010

### Mode d'emploi :

- Vérifier la sécurité de la zone, contrôler l'absence de réaction et de respiration normale chez la victime, puis allumer le défibrillateur semi-automatique Lifeline.
- Suivre les instructions vocales : mettre la poitrine de la victime à nu et sortir la paire d'électrodes adulte pré-connectées.
- Placer les électrodes sur la poitrine selon les pictogrammes (une sous la clavicule droite, l'autre sur le flanc gauche), en évitant tout contact avec bijoux ou patches médicaux.
- Ne plus toucher la victime pendant l'analyse du rythme cardiaque ; attendre les consignes de l'appareil.
- Lorsque l'appareil annonce qu'un choc est recommandé, vérifier que personne ne touche la victime, puis appuyer sur le bouton de choc avant de reprendre la RCP en suivant le métronome.

### Précautions d'utilisation :

- Utiliser le défibrillateur uniquement en cas de suspicion d'arrêt cardiaque, en respectant les instructions vocales et la notice du fabricant.
- S'assurer que la poitrine de la victime est sèche et dégagée ; éviter l'utilisation dans des flaques d'eau ou sur des surfaces métalliques en contact direct.
- Ne jamais toucher la victime pendant l'analyse ou lors de la délivrance du choc ; faire s'éloigner toute personne en annonçant clairement « écarter-vous ».
- Contrôler régulièrement l'état des voyants, de la batterie et des électrodes ; remplacer immédiatement tout consommable périmé ou abîmé.
- Ne pas ouvrir, modifier ou réparer soi-même l'appareil ; confier la maintenance à un prestataire ou au fabricant conforme aux recommandations Defibtech.

## Un défibrillateur DSA Lifeline adapté aux entreprises et collectivités

Le **défibrillateur semi-automatique Lifeline** s'impose comme une référence pour équiper les **entreprises, collectivités, établissements scolaires** et **lieux recevant du public** souhaitant renforcer leur dispositif de **sécurité cardiaque**. Simple d'utilisation, ce **défibrillateur automatisé externe (DAE)** guide l'utilisateur à chaque étape : pose des électrodes, analyse du rythme cardiaque, délivrance du choc sur pression du bouton. Les instructions vocales haute définition et le métronome facilitent la mise en œuvre des **gestes qui sauvent** lors d'un arrêt cardiaque soudain.

Sa **robustesse (IP54, tests MIL-STD)**, sa **batterie longue durée** et ses **consommables économiques** en font un appareil fiable et rentable sur le long terme. Associé à une signalétique claire et à des actions de **sensibilisation au secourisme**, le défibrillateur semi-automatique Lifeline devient un élément central de votre plan de **prévention des risques** et d'amélioration de la prise en charge des urgences cardiaques dans vos locaux.