

DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE LIFELINE

Référence : 29010

Description :



- Défibrillateur semi-automatique conçu pour être utilisé aussi bien par les secouristes que par le grand public dans les entreprises, écoles et collectivités.
- Analyse automatiquement le rythme cardiaque de la victime et n'autorise le choc que si un rythme choquable est détecté, pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Instructions vocales en français haute définition et métronome intégré pour guider l'utilisateur dans le massage cardiaque et la défibrillation.
- Batterie principale longue durée (jusqu'à 5 ans ou 125 chocs) et électrodes adultes pré-gélifiées et économiques pour limiter les coûts de consommables.
- Appareil compact, léger et très résistant, pensé pour les environnements exigeants et livré prêt à l'emploi avec tous les éléments nécessaires.

Caractéristiques techniques :

- **Type d'appareil** : défibrillateur semi-automatique Lifeline (DSA) avec bouton choc.
- **Guidage utilisateur** : instructions vocales HD (≈ 90 dB, en français) avec métronome d'aide à la RCP.
- **Batterie** : batterie principale 5 ans, environ 125 chocs ou 8 h de fonctionnement continu, pile 9 V de sauvegarde incluse.
- **Robustesse** : indice de protection IP54 et tests selon normes militaires de chocs (MIL-STD) pour un usage en conditions difficiles.
- **Dimensions / garantie** : 30 × 22 × 7 cm, 1,9 kg avec batterie, garantie 8 ans avec échange standard sous 24 h (réf. DCF-E100).

Défibrillateur semi-automatique Lifeline : défibrillation sécurisée pour tous

Permet à tout intervenant, formé ou non, de délivrer un choc de défibrillation fiable grâce à des instructions vocales claires, un guidage pas à pas et une conception robuste adaptée aux lieux publics.

- **Utilisation intuitive et guidée**
- **Mode semi-automatique DSA**
- **Instructions vocales haute définition**
- **Batterie longue durée 5 ans**
- **Appareil robuste IP54, MIL-STD**



DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE LIFELINE

Référence : 29010

Mode d'emploi :

- Vérifier la sécurité de la zone, contrôler l'absence de réaction et de respiration normale chez la victime, puis allumer le défibrillateur semi-automatique Lifeline.
- Suivre les instructions vocales : mettre la poitrine de la victime à nu et sortir la paire d'électrodes adulte pré-connectées.
- Placer les électrodes sur la poitrine selon les pictogrammes (une sous la clavicule droite, l'autre sur le flanc gauche), en évitant tout contact avec bijoux ou patches médicaux.
- Ne plus toucher la victime pendant l'analyse du rythme cardiaque ; attendre les consignes de l'appareil.
- Lorsque l'appareil annonce qu'un choc est recommandé, vérifier que personne ne touche la victime, puis appuyer sur le bouton de choc avant de reprendre la RCP en suivant le métronome.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser le défibrillateur uniquement en cas de suspicion d'arrêt cardiaque, en respectant les instructions vocales et la notice du fabricant.
- S'assurer que la poitrine de la victime est sèche et dégagée ; éviter l'utilisation dans des flaques d'eau ou sur des surfaces métalliques en contact direct.
- Ne jamais toucher la victime pendant l'analyse ou lors de la délivrance du choc ; faire s'éloigner toute personne en annonçant clairement « écarter-vous ».
- Contrôler régulièrement l'état des voyants, de la batterie et des électrodes ; remplacer immédiatement tout consommable périmé ou abîmé.
- Ne pas ouvrir, modifier ou réparer soi-même l'appareil ; confier la maintenance à un prestataire ou au fabricant conforme aux recommandations Defibtech.

Un défibrillateur DSA Lifeline adapté aux entreprises et collectivités

Le **défibrillateur semi-automatique Lifeline** s'impose comme une référence pour équiper les **entreprises, collectivités, établissements scolaires** et **lieux recevant du public** souhaitant renforcer leur dispositif de **sécurité cardiaque**. Simple d'utilisation, ce **défibrillateur automatisé externe (DAE)** guide l'utilisateur à chaque étape : pose des électrodes, analyse du rythme cardiaque, délivrance du choc sur pression du bouton. Les instructions vocales haute définition et le métronome facilitent la mise en œuvre des **gestes qui sauvent** lors d'un arrêt cardiaque soudain.

Sa **robustesse (IP54, tests MIL-STD)**, sa **batterie longue durée** et ses **consommables économiques** en font un appareil fiable et rentable sur le long terme. Associé à une signalétique claire et à des actions de **sensibilisation au secourisme**, le défibrillateur semi-automatique Lifeline devient un élément central de votre plan de **prévention des risques** et d'amélioration de la prise en charge des urgences cardiaques dans vos locaux.