

## PAIRE ÉLECTRODES OPÉRATIONNELLES PÉDIATRIQUE LIFELINE

Référence : 29013

### Description :



- Paire d'électrodes enfant/pédiatriques conçues pour les défibrillateurs Lifeline Defibtech, livrées en étui hermétique.
- Electrodes à laisser pré connectées au DAE pour gagner de précieuses secondes en cas d'arrêt cardiaque chez l'enfant.
- Gel conducteur pré gélifié assurant une bonne adhérence sur la peau tout au long de l'intervention.
- Electrodes non polarisées et interchangeables, avec pictogrammes de pose pour faciliter le positionnement.
- Positionnement en antérieur/postérieur (une électrode sur la poitrine, une dans le dos) pour une défibrillation pédiatrique adaptée.

### Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : paire d'électrodes enfant/pédiatriques pour défibrillateurs Lifeline.
- **Compatibilité** : défibrillateurs entièrement automatiques et semi-automatiques Lifeline (DEA / DSA) Defibtech.
- **Poids / âge cible** : enfants de moins de 25 kg ou de moins de 8 ans, y compris les nouveau-nés.
- **Longueur de câble** : 122 cm pour un positionnement confortable autour de la victime.
- **Superficie / durée de vie** : superficie de gel actif 50 cm<sup>2</sup> par électrode, durée de vie 2 ans, usage unique.

## Paire d'électrodes enfant Lifeline : sécurité pédiatrique optimisée pour votre défibrillateur

Garantissez une défibrillation adaptée aux plus jeunes grâce à des électrodes pédiatriques pré connectées, pré gélifiées et non polarisées, prêtes à l'emploi en quelques secondes lors d'un arrêt cardiaque chez l'enfant.

- **Électrodes pédiatriques dédiées**
- **Pré connectées au DAE**
- **Pré gélifiées, bonne adhérence**
- **Non polarisées, pose simplifiée**
- **Câble 122 cm pratique**

### Mode d'emploi :

- Contrôler régulièrement la date de péremption indiquée sur l'étui hermétique des électrodes enfant Lifeline.
- En cas d'arrêt cardiaque chez un enfant de moins de 25 kg ou de moins de 8 ans, allumer le défibrillateur Lifeline et



## PAIRE ÉLECTRODES OPÉRATIONNELLES PÉDIATRIQUE LIFELINE Référence : 29013

ouvrir le sachet juste avant la pose.

- Retirer les films protecteurs et positionner une électrode sur le thorax (poitrine) et l'autre dans le dos de l'enfant, selon les pictogrammes imprimés.
- Laisser les électrodes en place pendant toute la prise en charge, en suivant les instructions vocales du défibrillateur automatisé externe.
- À la fin de l'intervention ou après ouverture du sachet, jeter les électrodes et installer immédiatement une nouvelle paire dans l'emplacement prévu du DAE.

### Précautions d'utilisation :

- Utiliser ces électrodes uniquement pour les enfants de moins de 25 kg ou de moins de 8 ans ; au-delà, employer des électrodes adultes.
- Ne jamais réutiliser les électrodes : elles sont strictement à usage unique, même si aucun choc n'a été délivré.
- Veiller à ce que la peau soit sèche et dégagée : retirer vêtements, colliers, patches médicaux et limiter les poils sur les zones de pose.
- Ne pas utiliser si l'étui est endommagé, ouvert ou si la date de péremption est dépassée ; remplacer par une nouvelle paire.
- Stocker les électrodes dans leur sachet hermétique, à température modérée, à l'abri de l'humidité et des rayons directs du soleil.

### Des électrodes pédiatriques essentielles pour votre DAE Lifeline

La **paire d'électrodes enfant Lifeline** est un consommable indispensable pour assurer une **défibrillation pédiatrique adaptée** en cas d'arrêt cardiaque chez l'enfant. Spécialement conçues pour les **défibrillateurs automatisés externes Lifeline**, ces électrodes pré connectées, pré gélifiées et non polarisées simplifient la mise en œuvre des **gestes qui sauvent** dans les écoles, crèches, structures sportives, centres de loisirs et établissements recevant du jeune public. Leur positionnement en antérieur/postérieur permet de respecter les recommandations de défibrillation chez l'enfant.

Grâce à leur **câble de 122 cm**, leur **surface de gel actif de 50 cm<sup>2</sup>** et leur **durée de vie de 2 ans**, ces électrodes enfant s'intègrent facilement dans votre stratégie de gestion des **consommables DAE**. Disposer en permanence d'une paire d'électrodes pédiatriques en stock, à côté de votre **défibrillateur Lifeline**, contribue à renforcer votre **dispositif de sécurité cardiaque** et à améliorer la prise en charge des urgences chez l'enfant.