

DÉTERGENT DÉSINFECTANT NEUTRE POUR SOLS ET SURFACES DDN SURF Référence : 23022



DDN SURF 1 LITRE

DETERGENT DESINFECTANT NEUTRE POUR LE BIONETTOYAGE DES SOLS ET SURFACES

Le détergent désinfectant DDN Surf nettoie et désinfecte les sols, les murs, le matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexe...).

Il convient également pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. Il possède de nombreuses propriétés microbiologiques

DDN SURF 1 LITRE

DETERGENT DESINFECTANT NEUTRE POUR LE BIONETTOYAGE DES SOLS ET SURFACES

Le détergent désinfectant DDN Surf nettoie et désinfecte les sols, les murs, le matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexe...).

Il convient également pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. Il possède de nombreuses propriétés microbiologiques

DDN SURF 1 LITRE

DETERGENT DESINFECTANT NEUTRE POUR LE BIONETTOYAGE DES SOLS ET SURFACES

Le détergent désinfectant DDN Surf nettoie et désinfecte les sols, les murs, le matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexe...). Il convient également pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. Il possède de nombreuses propriétés microbiologiques :

DÉTERGENT DÉSINFECTANT NEUTRE POUR SOLS ET SURFACES DDN SURF Référence : 23022

| | | |
|---------------|--|------------------|
| Bactéries | EN 1040, EN 1276, EN 13727 | 5 minutes |
| | BMR (EN 1276) | 5 minutes |
| | EN 13697 | 30 minutes |
| | BMR (EN 13697) | 15 minutes |
| Mycobactéries | M. terrae (EN 14348, EN 14563) | 30 minutes/0.5% |
| | M. terrae (EN 14348, EN 14563) | 60 minutes/0.25% |
| Levures | EN 1275, EN 1650 | 15 minutes |
| | EN 13697 | 30 minutes |
| Moisissures | EN 1275 | 15 minutes |
| | EN 13697 | 30 minutes |
| | EN 1650 | 120 minutes |
| Virus | Selon EN 14476 HIV-1, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle HCV) et Herpès virus | 5 minutes |
| | Vacciniavirus | 60 minutes |

Composition :

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25mg/g), excipients.

Précautions d'emploi :

Contient du N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine et du chlorure de didécyldiméthylammonium.

- Provoque des lésions oculaires graves.
- Provoque une irritation cutanée.
- Peut être corrosif pour les métaux.
- Utiliser dans des zones bien ventilées.
- Éviter de respirer les poussières.
- Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/visage.

Mode d'emploi :

Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau. Diluer à 0,25% : verser une dose de 20 ml de DDN Surf dans le seau. Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces. Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet. Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.