

100 LINGETTES DÉSINFECTANTES SURFACES ET MATÉRIELS

Référence : 14111

Description :

- Élimine efficacement bactéries, levures et virus courants.
- Idéale pour les surfaces dures non poreuses en milieu médical et collectivités.
- Utilisation à usage unique pour éviter la contamination croisée.
- Ne laisse aucun résidu ni odeur après application.
- Compatible avec le matériel médical non critique (lits, moniteurs, connectiques...).

Caractéristiques techniques :

- **Actif principal:** chlorure de didécyldiméthylammonium (0,29 %)
- **Conditionnement :** par 100
- **Format des lingettes :** 120x180 mm
- **Durée d'utilisation après ouverture :** 3 mois
- **Conforme aux normes EN1276, EN1650, EN13697, EN14476**

Propriétés microbiologiques à 20°C

Type	Normes	Temps
BACTÉRICIDE	EN1276*, EN13727**, EN13697**, EN16615**	5 min
LEVURICIDE	EN1650*, EN13624**, EN13697**, EN16615**	5 min
ACTIF SUR VIRUS	EN14476** sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus. EN16777** sur Vaccinia, Norovirus, Adenovirus	5 min

* 3g/L albumine bovine; **3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton.

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 janvier 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

100 LINGETTES DÉSINFECTANTES SURFACES ET MATÉRIELS

Référence : 14111

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Lingettes désinfectantes surfaces et matériels - efficacité et sécurité garanties

Protégez vos espaces et équipements avec les lingettes désinfectantes, conçues pour un nettoyage optimal des surfaces et petits matériels sensibles. Leur formule sans parfum et leur action rapide assurent une élimination efficace des bactéries, levures et virus en seulement 5 minutes.

- **Actif sur bactéries, levures et virus, y compris les coronavirus.**
- **Sauf en cas de contact avec des denrées alimentaires.**
- **Convient aux dispositifs médicaux non critiques et surfaces en milieu médical.**
- **Boîte de 100 lingettes pour une utilisation facile et rapide.**
- **Conformité aux normes européennes (EN1276, EN14476...).**

Mode d'emploi :

- Utiliser 2 lingettes pour un nettoyage optimal.
- Appliquer 8 lingettes par m² de surface à désinfecter.
- Laisser agir 5 minutes pour une efficacité maximale.
- Ne pas rincer, sauf en cas de contact avec des denrées alimentaires.
- Jeter après usage, respecter les consignes de tri.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser les biocides avec précaution.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Aucun pictogramme de danger, mais en cas d'incident, contacter le CAP le plus proche

Pourquoi choisir ces lingettes désinfectantes pour vos besoins professionnels ?

Dans les environnements où l'hygiène est primordiale, les lingettes désinfectantes offrent une solution fiable et rapide pour le nettoyage des surfaces et équipements.

Leur formule sans parfum et leur efficacité prouvée en 5 minutes les rendent indispensables pour les hôpitaux, cabinets médicaux, écoles et autres lieux recevant du public.

Leur praticité et conformité aux normes sanitaires garantissent une protection optimale au quotidien.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502