

JERSEY CÔTE NON STÉRILE 5M X 10CM

Référence : 3039



Description :

- **Jersey côtelé tubulaire** destiné au **maintien** de pansements et à la **protection cutanée** sous bandage.
- Pose simple par enfilage ; **ne colle pas** à la peau ni aux poils.
- **Extensibilité** permettant d'épouser la morphologie et d'assurer un confort durable.
- Se **découpe** aisément pour ajuster la longueur à la zone traitée.
- Adapté aux usages courants en **domicile, école, entreprise** et collectivités.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 5 m × 10 cm (tube à plat, avant extension)
- **Type** : jersey **côte** non stérile, extensible
- **Présentation** : rouleau tubulaire, **découpable** à la demande
- **Fonctions** : maintien de pansements, **sous-bandage**, protection
- **Couleur** : blanche (selon lot/visuel produit)

Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation **bientôt**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit.

Jersey côte non stérile 5 m x 10 cm : maintien tubulaire propre et confortable

Jersey côte non stérile 5 m × 10 cm : gaine tubulaire extensible pour **maintenir un pansement, protéger la peau** et réaliser un **habillage propre** des membres sans adhésif.

- **Tubulaire** : pose rapide, sans adhésif
- **Extensible** : confort & liberté de mouvement
- **Découpable** : longueur ajustable
- **Finition propre, tenue discrète**

JERSEY CÔTE NON STÉRILE 5M X 10CM

Référence : 3039

- **5 m x 10 cm : format polyvalent**

Gaine tubulaire de maintien pour pansements et sous-bandage

Le **jersey côte non stérile 5 m x 10 cm** offre une solution de **maintien tubulaire** efficace pour stabiliser un pansement et **protéger la peau** sous un bandage. Sa structure côtelée extensible épouse la zone traitée et assure une **tenue discrète** avec une **liberté de mouvement** optimale.

Idéal pour les **zones cylindriques** (avant-bras, mollet) et l'**habillage propre** de pansements, il se coupe en quelques secondes au format souhaité pour une mise en place rapide sans adhésif.

Adoptez un maintien soigné : ajoutez le **jersey côte non stérile 5 m x 10 cm** à votre panier et facilitez vos soins dès aujourd'hui.

Mode d'emploi :

- Couper une **longueur** adaptée (prévoir une marge pour l'enfilage et le repli).
- Former une **double épaisseur** au besoin (replier l'extrémité) pour renforcer la tenue.
- Enfiler le tube sur le membre puis **positionner le pansement** à maintenir.
- Faire glisser le jersey pour **couvrir et stabiliser** la zone ; ajuster sans excès de tension.
- Remplacer si le jersey est **humide, souillé** ou distendu.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Éviter une **compression excessive** (douleur, fourmillements, refroidissement : desserrer/retirer).
- Surveiller régulièrement la circulation en aval (coloration, chaleur, sensibilité).
- Changer le jersey en cas d'irritation ou d'inconfort persistant.
- Usage externe ; tenir hors de portée des enfants.