

100 PANSEMENTS DÉTECTABLES PLASTIQUE MICROPERFORÉ 7.2CM X 1.9CM Référence : 1071

Description :

- Pansements **déTECTABLES** conçus pour environnements **HACCP** (IAA, cuisine centrale, restauration).
- Support **plastique microperforé** : respirabilité et confort de port prolongé.
- Couleur **bleue** haute visibilité pour un **repérage immédiat** en cas de décollement.
- Adhésif **hypoallergénique** assurant une tenue fiable sans irriter la peau.
- Compresse non adhérente : protège la plaie et évite l'arrachement au retrait.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 7,2 × 1,9 cm (format "standard" digit/phalange)
- **Détection** : *visuelle (bleu)* + *métallique* (insert détectable par détecteur de métaux)*
- **Support** : plastique **microperforé** souple, respirant
- **Adhésif** : **hypoallergénique**, tenue durable
- **Conditionnement** : boîte de **100** pansements emballés individuellement

*La performance de détection dépend du calibre et des réglages de l'équipement de contrôle interne.

100 Pansements détectables plastique microperforé 7,2 x 1,9 cm : sécurité haccp et confort respirant au quotidien

Lot de 100 pansements détectables au format 7,2 × 1,9 cm : couleur **bleue haute visibilité** et insert **métal-détectable** pour une conformité **HACCP** en IAA/restauration, tout en offrant un support **plastique microperforé** qui laisse respirer la peau.

- **Détection visuelle + métallique**
- **Bleu pro : repérage immédiat**
- **Microperforé : peau qui respire**
- **Adhésif hypoallergénique**
- **Format 7,2 × 1,9 cm polyvalent**



100 PANSEMENTS DÉTECTABLES PLASTIQUE MICROPERFORÉ 7.2CM X 1.9CM Référence : 1071

Pansements bleus détectables pour industrie agroalimentaire et restauration collective

Spécialement adaptés aux zones **sensibles aux corps étrangers**, ces pansements bleus détectables facilitent le **contrôle qualité** et la **conformité HACCP** tout en sécurisant les microcoupures au poste de travail. Le support **microperforé** améliore le confort et la tenue, même en environnement chaud/humide.

Mode d'emploi :

- Nettoyer/désinfecter la plaie, **sécher** soigneusement la peau autour.
- Appliquer le pansement en **centrant la compresse** sur la lésion.
- Lisser les bords pour une **adhérence optimale**.
- Remplacer si le pansement est **humide, souillé** ou **décolle**.
- Tracer l'incident selon votre **procédure HACCP** si nécessaire.

Précautions d'utilisation :

- Usage **unique** ; ne pas réutiliser.
- Ne pas appliquer sur **plaie infectée** sans avis médical.
- En cas d'**irritation**, retirer et évaluer une alternative.
- Vérifier la **date de péremption** et l'intégrité du sachet individuel.
- Éliminer selon la filière **DASRI** si souillé de sang/liquides biologiques.