

## CANULE DE GUEDEL TAILLE 000 4 CM

Référence : 22037-000



### Description :

- Aide à maintenir les **voies aériennes** dégagées en limitant le risque d'obstruction par la langue.
- Format **taille 000** : pensé pour les **petits patients** selon les besoins d'intervention.
- Conception permettant une **mise en place rapide** quand chaque seconde compte.
- Dispositif léger et simple à intégrer dans une **trousse d'urgence** ou un poste de secours.
- Pratique pour compléter une dotation de matériel d'**assistance respiratoire**.

### Caractéristiques techniques :

- **Type** : Canule oro-pharyngée (Guedel)
- **Taille** : 000
- **Longueur** : 4 cm
- **Code couleur** : (À vérifier sur la page produit si mentionné)
- **Conditionnement** : 1 unité

### Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 octobre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## Canule de Guedel taille 000 4 cm : Aider au maintien des voies aériennes chez le petit patient

Un dispositif simple pour **maintenir l'ouverture des voies aériennes** lorsque la situation le nécessite, avec un format **taille 000** adapté aux très petits gabarits.

- **Maintien des voies aériennes**
- **Taille 000 (4 cm)**
- **Insertion rapide**
- **Lecture simple de la taille**
- **Dispositif léger**



## CANULE DE GUEDEL TAILLE 000 4 CM

Référence : 22037-000

### Mode d'emploi :

- Choisir la **taille 000 (4 cm)** selon le gabarit et la situation.
- Mettre en place la canule selon la technique adaptée et vos procédures.
- Vérifier que les **voies aériennes** restent dégagées et surveiller la respiration.
- Associer si nécessaire à d'autres gestes de prise en charge, selon le contexte.
- Retirer la canule si elle est mal tolérée ou si l'état évolue, conformément aux protocoles.

### Précautions d'utilisation :

- Dispositif réservé aux personnes **formées** : risque de mauvaise mise en place.
- Ne pas utiliser chez une personne consciente avec réflexe nauséeux (à adapter selon les protocoles).
- Vérifier l'intégrité du dispositif avant utilisation.
- Surveiller en continu la respiration et l'état du patient après insertion.
- Ne jamais forcer : changer de taille ou de solution si nécessaire.

## Une canule oro-pharyngée taille 000 pour compléter votre matériel d'urgence

La **canule de Guedel** est un dispositif d'**assistance respiratoire** utilisé pour aider à **maintenir les voies aériennes ouvertes** lorsque la situation l'exige. La **taille 000** (4 cm) répond aux besoins des très petits gabarits, avec un format simple à transporter et rapide à mobiliser dans une trousse ou une dotation. Pour compléter votre équipement, découvrez aussi nos [otoscopes professionnels](#) et l'ensemble du [matériel spécialisé](#).

Disposer de la bonne taille au bon moment contribue à une prise en charge plus fluide, notamment dans les contextes d'urgence.