


## 2 SPARADRAPS NON TISSÉS BLANCS 10M X 2,5CM Référence : 2017-2

### Caractéristiques du 2 Sparadraps Extensibles non Tissés Blancs

#### Description :



- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau: laisse la peau respirer et limite la macération.
- Masse adhésive acrylique haute tolérance cutanée.
- Bonne adhésivité pour une fixation fiable et durable.
- Retrait indolore: idéal pour les peaux sensibles.
- Dimensions : L= 10m x l= 2,5cm
- Conditionnement lot de 2

Explore the world of dresses

## 2 Sparadraps non tissés extensibles pour un bon maintien de toutes les compresses et pansements

Avec son tissu non tissé blanc très extensible, le sparadrapp extensible est hautement conforme pour une fixation aisée au niveau des zones à forte mobilité (articulations).

#### Composition :

- Rouleau adhésif en non-tissé multi-extensible recouvert d'un papier de protection facile à découper et fendu.
- Absence de latex, absence de produits d'origine animale et absence de phtalates.

### Fiche Technique du Sparadrapp Extensible

#### Caractéristiques physicochimiques :

- Largeur sur sparadrapp non étirée avec tolérance  $\pm 1$  cm

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



## 2 SPARADRAPS NON TISSÉS BLANCS 10M X 2,5CM Référence : 2017-2

- Longueur étirée :  $\pm 30\%$  à l'étirage

**Durée de validité du produit** : 3 ans à partir de la date de fabrication.

**Traçabilité** : Un numéro de lot permet l'identification et la traçabilité du dispositif médical.

**Indications du DM** :

- Fixation et recouvrement de pansements sur toute leur surface.
- Convient particulièrement aux articulations ainsi qu'à la fixation d'instruments tels que les électrodes, sondes, canules

**Effets indésirables** : Possibles réactions cutanées de type allergiques.

**Conseils d'utilisation** :

- Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.
- N'est pas recommandé dans le cadre de la réalisation de patch-test en service d'allergologie.

**Conditions de stockage** : Au sec et à l'abri du soleil.

**Mode de destruction** : Par incinération.