


## 25 SERINGUES 3 PIÈCES PISTON + JOINT (SANS AIGUILLE) 2 ML

Référence : 16021-25

### Description :



- Permet un **dosage précis** grâce à des **graduations lisibles**.
- Le **piston** avec **joint** contribue à une **aspiration et poussée régulières**.
- Corps en **polypropylène transparent** pour une meilleure visibilité du contenu.
- Forme pensée pour une **prise en main confortable** lors des manipulations répétées.
- Conditionnement pratique en **emballages individuels** au sein du sachet.

### Caractéristiques techniques :

- **Contenance** : 2 ml
- **Type** : Seringue **3 pièces** (piston + joint)
- **Aiguille** : Non incluse (sans aiguille)
- **Matière** : Polypropylène transparent
- **Conditionnement** : Sachet de 25, emballage individuel

### Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 septembre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## Seringues 3 pièces sans aiguille 2 ml (sachet de 100) : Dosage précis et manipulation confortable

**Seringues 3 pièces sans aiguille 2 ml** (sachet de 25) – Conçues pour un **remplissage fluide** et un **contrôle net des graduations**, avec un **joint étanche** qui favorise la régularité du piston.

- **Grande lisibilité des graduations**
- **Joint étanche et régulier**
- **Sans latex**
- **Polypropylène transparent**
- **Forme ergonomique**



## 25 SERINGUES 3 PIÈCES PISTON + JOINT (SANS AIGUILLE) 2 ML

Référence : 16021-25

### Mode d'emploi :

- Ouvrir un **emballage individuel** et sortir la **seringue 2 ml**.
- Aspirer le liquide en s'aidant des **graduations** pour doser précisément.
- Utiliser la seringue immédiatement après remplissage pour une **injection** ou une **préparation** (selon votre protocole).
- Éjecter le contenu de façon régulière grâce au **piston** et au **joint étanche**.
- Éliminer selon la filière de collecte adaptée à votre environnement (À vérifier selon vos procédures).

### Précautions d'utilisation :

- Vérifier l'intégrité de l'**emballage individuel** avant utilisation (À vérifier sur la fiche technique si mentionné).
- Ne pas utiliser en cas de seringue endommagée ou de **graduations** illisibles.
- Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'écrasement du sachet (À vérifier selon stockage recommandé).
- Respecter le protocole d'hygiène et de manipulation de votre structure lors des usages.
- Avant toute utilisation spécifique (prélèvement / administration), vérifier la compatibilité avec l'accessoire de connexion utilisé (À vérifier).

## Des seringues 2 ml fiables pour le dosage, le prélèvement et l'injection

Cette **seringue 3 pièces** associe un corps en **polypropylène transparent**, des **graduations lisibles** et un **joint étanche** pour faciliter le **dosage** et la manipulation. Le format **2 ml** convient particulièrement aux besoins de **prélèvement** et d'**administration** en petites quantités, tout en restant agréable à utiliser grâce à sa **forme ergonomique**. Pour compléter vos besoins, retrouvez aussi nos autres [Seringues](#) et l'ensemble de l'[Instrumentation Médicale](#).

Vendu en **sachet de 25** avec **emballage individuel**, ce conditionnement aide à gérer les consommations et à garder des unités prêtes à l'emploi.