

## 25 AIGUILLES INTRA DERMIQUE ORANGE ADULTE 16MM 5/10

Référence : 16002-25



### Description :

- Conçues pour des **procédures d'injection** selon vos pratiques et protocoles.
- Format **16 mm** avec diamètre **5/10** pour un geste plus contrôlé.
- **Calibre 25G** avec repère **orange** pour une identification rapide au poste.
- **Stériles** et à **usage unique** pour limiter les manipulations après utilisation.
- Sachet de **25** unités : idéal pour les **petits besoins** ou un **réassort** ciblé.

### Caractéristiques techniques :

- **Calibre** : 25G
- **Longueur** : 16 mm
- **Diamètre** : 5/10
- **Stérilité** : Aiguilles hypodermiques stériles
- **Conditionnement** : Sachet de 25 (réf. 16002-25)

### Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 octobre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## Aiguilles intra dermique orange adulte 16mm 5/10 (sachet de 25) : Le bon format pour réassort rapide

Des **aiguilles hypodermiques stériles à usage unique**, en petit conditionnement pour faciliter le **réassort** et limiter le surstock.

- **Stériles et à usage unique**
- **Repère couleur orange**
- **Calibre 25G**
- **Longueur 16 mm**
- **Sachet pratique de 25**



## 25 AIGUILLES INTRA DERMIQUE ORANGE ADULTE 16MM 5/10

Référence : 16002-25

### Mode d'emploi :

- Vérifier l'intégrité du sachet et sortir une **aiguille stérile** au moment de l'utilisation.
- Installer l'aiguille sur le dispositif compatible, conformément à votre protocole.
- Réaliser la procédure d'injection prévue avec une manipulation stable et maîtrisée.
- Après usage, ne pas réutiliser : produit **à usage unique**.
- Éliminer immédiatement dans un collecteur adapté aux objets piquants/coupants, selon vos procédures.

### Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert, endommagé ou si la stérilité est suspectée.
- Manipuler avec précaution : risque de piqûre accidentelle.
- Ne pas recapuchonner ni laisser l'aiguille après utilisation.
- Stocker au sec, à l'abri de la chaleur et de l'écrasement pour préserver le conditionnement.
- Produit destiné aux personnes formées, conformément aux pratiques en vigueur.

## Le format 25 unités pour compléter votre stock d'aiguilles 25G

Les **aiguilles intra dermique 25G** en **16 mm** (diamètre **5/10**) sont conçues pour standardiser vos consommables d'injection tout en restant simples à identifier grâce au repère **orange**. Le **sachet de 25** convient parfaitement aux besoins ponctuels, aux structures qui souhaitent éviter le surstock, ou au réassort rapide d'un poste. Pour compléter votre équipement, retrouvez nos [aiguilles](#) et l'ensemble de l'[instrumentation médicale](#).

En choisissant des **aiguilles hypodermiques stériles à usage unique**, vous simplifiez l'organisation et la gestion après utilisation.