

## MASQUE NOURRISSON TAILLE 0 POUR INSUFFLATEUR

Référence : 222040N-M-0



### Description :

- Masque **taille 0 nourrisson** destiné aux besoins d'**assistance respiratoire** avec un insufflateur.
- Conçu pour l'**insufflation**, l'**anesthésie** et les **équipements de ventilation**.
- Les **bourrelets gonflés** permettent d'**épouser le visage** du patient pour une mise en place plus sûre.
- **Bague amovible** avec **crochets** pour un maintien par **sangle araignée** si nécessaire.
- Format **usage unique**, pratique pour l'intervention et la gestion de stock.

### Caractéristiques techniques :

- **Taille : 0** (nourrisson)
- **Utilisation : Usage unique**
- **Stérile : Non stérile**
- **Température de stockage : 15 à 25°C**
- **Durée de vie : 3 ans** (à partir de la date de fabrication)
- **Poids : 49 g**
- **Insufflateur : REF. 22040N**

### Composition

- **Bourrelet : Chlorure de polyvinyle**
- **Coque : Polycarbonate**
- **Crochet : Polyéthylène**
- **Sans latex**

## DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 février 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## MASQUE NOURRISSON TAILLE 0 POUR INSUFFLATEUR

Référence : 222040N-M-0

### Masque nourrisson taille 0 pour insufflateur : Ajustement précis grâce au bourrelet gonflé

**Masque nourrisson taille 0 pour insufflateur** : un masque à **usage unique** conçu pour l'**insufflation**, l'**anesthésie** et les **équipements de ventilation**, avec **bourrelet gonflé** pour mieux épouser le visage du patient et une **bague amovible** à crochets pour un maintien par **sangle araignée** si besoin.

- **Bourrelet gonflé ajusté**
- **Bague amovible à crochets**
- **Maintien par sangle araignée**
- **Sans latex**
- **Usage unique, prêt à stocker**

#### Mode d'emploi :

- Utiliser le **masque nourrisson taille 0** avec un insufflateur / équipement de **ventilation** selon vos protocoles.
- Mettre en place le masque de façon à ce que le **bourrelet gonflé** épouse correctement le visage.
- Si nécessaire, installer la **bague amovible** et utiliser les **crochets** pour un maintien par **sangle araignée**.

#### Précautions d'utilisation :

- **Usage unique** : ne pas réutiliser.
- Produit **non stérile** (à intégrer dans vos procédures internes).
- Respecter la **température de stockage 15-25°C**.
- Utiliser dans la **durée de vie de 3 ans** à partir de la date de fabrication.
- **Sans latex** (utile en contexte de prévention des allergies).

### Un masque nourrisson taille 0 pour sécuriser la ventilation au plus près du visage

En intervention, le choix d'un **masque pour insufflateur** adapté est essentiel pour améliorer la mise en place et limiter les pertes liées à un mauvais ajustement. Ce **masque nourrisson taille 0** intègre un **bourrelet gonflé** pour mieux épouser le visage et une **bague amovible** avec **crochets** permettant un maintien par **sangle araignée** si nécessaire. Son format **usage unique** facilite la logistique et le réassort sur les postes d'urgence. Pour compléter votre équipement, retrouvez nos solutions d'[oxygénothérapie](#) ainsi que notre sélection de [matériel spécialisé](#).