

## 100 SERINGUES TUBERCULINES 26G 1/2 45X13MM Référence : 103324-STUAA



### Description :

- Seringues tuberculines conçues pour l'injection et/ou le prélèvement de petits volumes (format 1 ml).
- Aiguille montée 26G 1/2 (0,45 x 13 mm) pour une utilisation prête à l'emploi.
- Graduations fines indiquées (selon les fiches produits) pour un dosage plus simple et lisible.
- Dispositifs annoncés **stériles** et destinés à l'**usage unique**, pour une organisation plus fluide au quotidien.
- Conditionnement en boîte de 100, adapté aux besoins réguliers.

### Caractéristiques techniques :

- **Capacité** : 1 ml
- **Aiguille** : 26G 1/2 - 0,45 x 13 mm
- **Graduations** : 0,05 ml (selon fiche produit)
- **Stérilisation** : Oxyde d'éthylène (selon fiche produit)
- **Conditionnement** : Boîte de 100

### Propriétés

- Dispositif annoncé **apyrogène** (selon fiche produit).
- Indiqué **sans latex** et **sans PVC** (selon fiche produit).
- Seringue **stérile** à usage unique (selon fiche produit).

## DLC Courte

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **juin 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !



## 100 SERINGUES TUBERCULINES 26G 1/2 45X13MM Référence : 103324-STUAA

### Seringue tuberculine 1 ml 26G 0,45 x 13 mm : Dosage précis en boîte de 100

Un format pensé pour les petits volumes, avec une aiguille 26G 1/2 (0,45 x 13 mm) et un marquage conçu pour faciliter un dosage régulier, en **boîte de 100**.

- **1 ml pour petits volumes**
- **Aiguille 26G 0,45 x 13 mm**
- **Graduation fine**
- **Stérile, usage unique**
- **Boîte de 100 unités**

#### Mode d'emploi :

- Utiliser conformément aux protocoles en vigueur pour l'injection ou le prélèvement de petits volumes.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant ouverture.
- Utiliser la graduation pour doser le volume souhaité.
- Éliminer le dispositif après utilisation selon les filières adaptées aux objets piquants.

#### Précautions d'utilisation :

- Produit à **usage unique** : ne pas réutiliser.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.
- Manipulation réservée aux personnes formées, selon les procédures de votre structure.
- Éliminer immédiatement après usage dans un collecteur adapté.

### Des seringues tuberculines 1 ml pour des dosages réguliers et lisibles

Les **seringues tuberculines 1 ml 26G** sont particulièrement adaptées lorsque vous recherchez un format dédié aux petits volumes, avec une aiguille montée 0,45 x 13 mm et une graduation fine annoncée pour faciliter le dosage. Le conditionnement par 100 permet de sécuriser votre approvisionnement et de gagner du temps sur la préparation au quotidien.

**Ajoutez la boîte de 100 à votre commande pour disposer d'un stock pratique et constant.**