

100 SERINGUES TUBERCULINES 26G 1/2 45X13MM Référence : 103324-STUAA



Description :

- Seringues tuberculines conçues pour l'injection et/ou le prélèvement de petits volumes (format 1 ml).
- Aiguille montée 26G 1/2 (0,45 x 13 mm) pour une utilisation prête à l'emploi.
- Graduations fines indiquées (selon les fiches produits) pour un dosage plus simple et lisible.
- Dispositifs annoncés **stériles** et destinés à l'**usage unique**, pour une organisation plus fluide au quotidien.
- Conditionnement en boîte de 100, adapté aux besoins réguliers.

Caractéristiques techniques :

- **Capacité** : 1 ml
- **Aiguille** : 26G 1/2 - 0,45 x 13 mm
- **Graduations** : 0,05 ml (selon fiche produit)
- **Stérilisation** : Oxyde d'éthylène (selon fiche produit)
- **Conditionnement** : Boîte de 100

Propriétés

- Dispositif annoncé **apyrogène** (selon fiche produit).
- Indiqué **sans latex** et **sans PVC** (selon fiche produit).
- Seringue **stérile** à usage unique (selon fiche produit).

DLC Courte

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **juin 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !



100 SERINGUES TUBERCULINES 26G 1/2 45X13MM Référence : 103324-STUAA

Seringue tuberculine 1 ml 26G 0,45 x 13 mm : Dosage précis en boîte de 100

Un format pensé pour les petits volumes, avec une aiguille 26G 1/2 (0,45 x 13 mm) et un marquage conçu pour faciliter un dosage régulier, en **boîte de 100**.

- **1 ml pour petits volumes**
- **Aiguille 26G 0,45 x 13 mm**
- **Graduation fine**
- **Stérile, usage unique**
- **Boîte de 100 unités**

Mode d'emploi :

- Utiliser conformément aux protocoles en vigueur pour l'injection ou le prélèvement de petits volumes.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant ouverture.
- Utiliser la graduation pour doser le volume souhaité.
- Éliminer le dispositif après utilisation selon les filières adaptées aux objets piquants.

Précautions d'utilisation :

- Produit à **usage unique** : ne pas réutiliser.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.
- Manipulation réservée aux personnes formées, selon les procédures de votre structure.
- Éliminer immédiatement après usage dans un collecteur adapté.

Des seringues tuberculines 1 ml pour des dosages réguliers et lisibles

Les **seringues tuberculines 1 ml 26G** sont particulièrement adaptées lorsque vous recherchez un format dédié aux petits volumes, avec une aiguille montée 0,45 x 13 mm et une graduation fine annoncée pour faciliter le dosage. Le conditionnement par 100 permet de sécuriser votre approvisionnement et de gagner du temps sur la préparation au quotidien.

Ajoutez la boîte de 100 à votre commande pour disposer d'un stock pratique et constant.