

## MASQUE À USAGE UNIQUE POUR INSUFLATEUR DMT

Référence : 22039-M-1



### Description :

- Masque destiné à l'**insufflation** et à la **ventilation**, adapté à différents contextes d'usage.
- Le **bourrelet gonflé** aide à épouser le visage du patient pour faciliter l'étanchéité.
- Bague **amovible** avec crochets pour le maintien par **sangle araignée** si nécessaire.
- Solution à **usage unique** pour simplifier la gestion des consommables.
- Parfum fraise annoncé pour les tailles pédiatriques **0** et **1**.

### Caractéristiques techniques :

- **Usage** : Insufflation, anesthésie, ventilation
- **Tailles disponibles** : T0 nourrisson / T1 enfant / T2 pédiatrique
- **Stérilité** : Non stérile
- **Température de stockage** : 15 à 25°C
- **Durée de vie** : 3 ans

### Composition

- Bourrelet : **PVC** (chlorure de polyvinyle)
- Coque : **polycarbonate**
- Crochet : **polyéthylène**
- Sans latex

## DLC Courte

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **février 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## MASQUE À USAGE UNIQUE POUR INSUFLATEUR DMT Référence : 22039-M-1

### Masque à usage unique pour insuflateur DMT : Bourrelet gonflé pour une meilleure étanchéité

Conçu pour l'**insufflation**, l'**anesthésie** et les équipements de **ventilation**, avec un **bourrelet gonflé** qui épouse le visage du patient et une bague amovible à crochets pour le maintien par sangle si besoin.

- **Bourrelet gonflé, maintien du joint**
- **Bague amovible avec crochets**
- **Sans latex**
- **Usage unique, organisation simple**
- **Tailles 0 / 1 / 2 au choix**

#### Mode d'emploi :

- Choisir la **taille** adaptée (T0, T1 ou T2) selon le patient.
- Positionner le masque sur le visage et maintenir un joint grâce au **bourrelet gonflé**.
- Si nécessaire, utiliser la bague à crochets avec une **sangle araignée** pour stabiliser le maintien.
- Procéder à l'insufflation/ventilation selon votre protocole.
- Après usage, éliminer le masque conformément aux procédures de votre structure.

#### Précautions d'utilisation :

- Dispositif à **usage unique** : ne pas réutiliser.
- Utiliser uniquement par des personnes formées et selon les procédures en vigueur.
- Stocker entre **15 et 25°C** pour préserver les caractéristiques du produit.
- Ne pas utiliser si le masque est endommagé ou déformé.

### Un masque DMT pratique pour standardiser vos consommables de ventilation

Le **masque à usage unique pour insuflateur DMT** est un choix pertinent quand vous cherchez une solution simple à gérer au quotidien, avec un **bourrelet gonflé** pour faciliter le maintien du joint et une bague amovible à crochets pour s'adapter à vos habitudes de maintien. Les tailles **0, 1 et 2** permettent d'équiper les besoins pédiatriques avec un consommable cohérent et facile à stocker.