

## MASQUE USAGE UNIQUE POUR INSUFLATEUR DMT

Référence : 22040-M-4

### Description :



- Masque à usage unique adapté aux gestes d'**insufflation** et de **ventilation**, selon les procédures de votre structure.
- Le **bouffeur gonflé** est conçu pour améliorer l'ajustement sur le visage du patient.
- La **bague amovible** avec crochets permet un maintien par sangle araignée lorsque vous souhaitez stabiliser la pose.
- Deux tailles disponibles pour couvrir les besoins **adolescent** et **adulte** sans multiplier les références.
- Format à l'unité, pratique pour standardiser votre stock de consommables.

### Caractéristiques techniques :

- **Tailles disponibles** : T3 adolescent (réf. 322219) / T4 adulte (réf. 322220)
- **Unité de vente** : À l'unité
- **Matière** : PC
- **Crochet** : Polyéthylène haute densité
- **Valve** : Silicone

### Propriétés

- **Bouffeur gonflé** pour épouser le visage du patient.
- **Bague amovible** avec crochets pour maintien par sangle araignée.
- Conception **usage unique** pour une organisation plus simple.
- Enveloppe en **PC** avec composants techniques (crochet PEHD, valve silicone).

## DLC Courte

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **mars 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## MASQUE USAGE UNIQUE POUR INSUFLATEUR DMT Référence : 22040-M-4

### Masque usage unique pour insuflateur DMT : Étanchéité optimisée avec bourrelet gonflé

Conçu pour l'**insufflation**, l'**anesthésie** et les équipements de **ventilation**, avec un **bourrelet gonflé** qui épouse le visage du patient et une **bague amovible** à crochets pour le maintien par sangle araignée si nécessaire.

- **Bourrelet gonflé pour le joint**
- **Bague amovible à crochets**
- **Tailles T3 / T4 au choix**
- **Usage unique, gestion simple**
- **Matériaux techniques**

#### Mode d'emploi :

- Sélectionner la taille adaptée : **T3** (adolescent) ou **T4** (adulte).
- Positionner le masque sur le visage et maintenir un joint grâce au **bourrelet gonflé**.
- Si besoin, utiliser la **bague amovible** à crochets avec une sangle araignée pour stabiliser la pose.
- Procéder à la ventilation/insufflation selon votre protocole.
- Éliminer le masque après usage selon les procédures de votre structure.

#### Précautions d'utilisation :

- Dispositif à **usage unique** : ne pas réutiliser.
- Utiliser uniquement par des personnes formées et selon les procédures en vigueur.
- Ne pas utiliser si le masque est endommagé ou déformé.
- Stocker dans un endroit propre et sec avant utilisation.

### Un masque DMT à usage unique pour standardiser vos consommables de ventilation

Le **masque usage unique pour insuflateur DMT** est conçu pour faciliter une mise en place stable lors des gestes d'**insufflation** et de **ventilation**. Le **bourrelet gonflé** améliore l'ajustement, et la **bague amovible** à crochets apporte une option de maintien par sangle araignée lorsque vous en avez besoin. Avec les tailles **T3** et **T4**, vous couvrez facilement adolescent et adulte avec des références claires.