

## CURETTES DERMATOLOGIQUES STÉRILES À USAGE UNIQUE KAI BOÎTE DE 20 Référence : 17061

### Description :



- Curettes dermatologiques conçues pour les interventions cutanées légères de curetage.
- Demi-bordure tranchante permettant un prélèvement des tissus plus contrôlé.
- Lame ronde en acier inoxydable pour une coupe nette.
- Manche renforcé avec grip pour améliorer la prise en main pendant le geste.
- Conditionnement pratique pour l'organisation : curettes stériles à usage unique.

### Caractéristiques techniques :

- **Type** : Curettes dermatologiques
- **Stérilité** : Stériles
- **Stérilisation** : Rayons gamma
- **Matière (lame)** : Acier inoxydable
- **Conditionnement** : Boîte de 20

### Propriétés

- **Usage unique** pour simplifier la gestion des consommables.
- **Lame ronde** avec demi-bordure tranchante pour tissus.
- **Acier inoxydable** pour une coupe nette et régulière.
- **Manche renforcé avec grip** pour un contrôle plus stable.

## DLC Courte

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **mai 2028**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## CURETTES DERMATOLOGIQUES STÉRILES À USAGE UNIQUE KAI BOÎTE DE 20 Référence : 17061

### Curettes dermatologiques stériles KAI : Curetage précis et prise en main sûre boîte de 20

Des curettes à **usage unique** conçues pour les gestes cutanés de curetage, avec une **lame ronde en acier inoxydable** et un **manche renforcé avec grip** pour garder un geste stable et régulier.

- **Stériles, prêtes à l'emploi**
- **Usage unique**
- **Lame ronde inox**
- **Manche renforcé avec grip**
- **Boîte de 20**

#### Mode d'emploi :

- Ouvrir l'emballage au moment de l'utilisation, selon votre protocole.
- Réaliser le curetage cutané avec la curette adaptée à la zone, en gardant un geste régulier.
- Procéder à l'hémostase selon vos habitudes (si nécessaire).
- Éliminer la curette après usage selon les procédures en vigueur dans votre structure.

#### Précautions d'utilisation :

- Réservé aux personnes formées, selon les procédures en vigueur.
- Produit à **usage unique** : ne pas réutiliser.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou déjà ouvert.
- Éliminer après usage dans une filière adaptée aux objets coupants.

### Des curettes KAI prêtes à l'emploi pour vos gestes de curetage cutané

Les **curettes dermatologiques stériles KAI** sont une solution pratique quand vous cherchez un instrument à usage unique, simple à intégrer dans une organisation quotidienne. La **lame ronde en inox** et le **manche renforcé avec grip** apportent un contrôle plus stable, tandis que la boîte de 20 facilite le réassort sans surstocker.