

50 ÉLECTRODES ECG À PRESSION CARDIOVIT SCHILLER

Référence : ELEC-50-ATI-GE

Description :



- Électrodes ECG à pression conçues pour garantir une pression uniforme lors de l'application.
- Prégélifiées : gel adhésif solide et conducteur pour une excellente qualité de signal.
- Pose facilitée, y compris avec des gants d'examen, pour gagner du temps lors des enregistrements.
- Bonne tenue même en cas de transpiration, pour limiter les décollages en cours d'examen.
- Hypoallergéniques pour réduire le risque de réactions cutanées.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : Électrodes ECG à pression prégélifiées
- **Compatibilité** : Appareils **CARDIOVIT** (Schiller)
- **Dimensions** : 35 mm x 41 mm
- **Conditionnement** : Sachet de 50 électrodes

Propriétés

- **Prégélifiées** (prêtes à l'emploi).
- **Hypoallergéniques**.
- **Résistance à la transpiration** pour une tenue plus stable.
- **Pression uniforme** annoncée pour des résultats fiables.

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **23 octobre 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !



50 ÉLECTRODES ECG À PRESSION CARDIOVIT SCHILLER

Référence : ELEC-50-ATI-GE

Électrodes ECG à pression Cardiovit Schiller : Prêtes à l'emploi et signal fiable (x50)

Des électrodes **prégélifiées** conçues pour une pression uniforme et une pose simple, même avec des gants, afin d'obtenir un **signal ECG** stable au quotidien.

- **Prégélifiées, prêtes à l'emploi**
- **Pose facile avec gants**
- **Hypoallergéniques**
- **Résistent à la transpiration**
- **Format sachet x50**

Mode d'emploi :

- Préparer la zone de pose selon votre protocole.
- Positionner l'électrode et appuyer pour assurer une fixation correcte.
- Connecter au système ECG compatible, puis réaliser l'enregistrement.
- Retirer l'électrode après l'examen et éliminer selon vos procédures.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser sur peau propre et sèche, selon les procédures de votre structure.
- Ne pas utiliser si l'électrode est endommagée.
- En cas d'inconfort cutané, retirer et appliquer votre procédure habituelle.
- Stocker dans un endroit propre et sec.

Des électrodes à pression prégélifiées pour des tracés plus réguliers

Les **électrodes ECG à pression** prégélifiées sont un choix pertinent lorsque vous cherchez une pose rapide et une tenue stable, y compris en cas de transpiration. Le **sachet de 50** permet de gérer le réassort simplement, tout en conservant un format pratique à stocker.