

## TESTS DE LANG : CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION

Référence : 210071

### Description



Les tests de Lang répondent à un besoin précis : proposer un **dépistage simple de la vision stéréoscopique et de la binocularité**, sans recourir à des lunettes spécifiques. Leur lecture repose sur l'identification de figures en relief directement intégrées à la carte, ce qui facilite leur utilisation dans un cadre de consultation, de dépistage ou d'évaluation visuelle.

Les deux références partagent une logique commune de test stéréoscopique compact, rapide à mettre en œuvre et adapté à une pratique professionnelle. Elles permettent d'observer la perception du relief à courte distance, avec un protocole d'utilisation accessible pour l'examineur comme pour le patient.

Le choix dépend surtout du profil de patient et de l'objectif recherché. Une configuration met davantage l'accent sur le dépistage précoce avec une utilisation possible dès le plus jeune âge, tandis qu'une autre s'inscrit dans une approche de dépistage avancé des anomalies binoculaires, notamment dans une logique de repérage du strabisme.

Avant sélection, l'enjeu consiste donc à retenir la référence la plus cohérente avec votre pratique, votre population examinée et le niveau de précision attendu dans votre routine de dépistage visuel.

### Bien choisir votre configuration

Les deux options reposent sur la même famille de tests, mais ne répondent pas exactement au même usage. Voici les repères utiles pour orienter votre choix.

#### Test de Lang I-R

Le [test de Lang I-R](#) convient à une logique de **dépistage précoce** de la stéréoscopie, avec une utilisation indiquée à partir d'environ **6 mois**. Elle s'appuie sur trois figures 3D identifiables et sur des niveaux de disparité croissants, ce qui en fait un choix pertinent lorsque l'objectif est d'évaluer rapidement la perception du relief chez le jeune enfant comme chez l'adulte.

#### Test de Lang II-R

Le [test de Lang II-R](#) s'inscrit dans une approche de **dépistage avancé des troubles visuels binoculaires**, avec un positionnement plus explicite sur la détection d'anomalies précoces et du strabisme. Elle est indiquée pour des **enfants à partir de 2 ans et adultes**, et conviendra davantage si vous recherchez un support orienté vers ce type de repérage.



## TESTS DE LANG : CHOISISSEZ VOTRE CONFIGURATION

Référence : 210071

### Tests de Lang : choisissez votre configuration

Une solution de dépistage de la vision stéréoscopique pensée pour aider les professionnels à orienter leur choix selon l'âge du patient, le contexte d'examen et le niveau de dépistage recherché.

- Sans lunettes 3D
- Lecture rapide
- Trois figures en relief
- Format carte compact
- Dépistage visuel ciblé

### Tests de Lang pour le dépistage de la vision stéréoscopique

Les tests de Lang sont utilisés pour le **dépistage de la vision stéréoscopique** et l'évaluation de la binocularité, avec une lecture sans lunettes spécifiques et une prise en main adaptée aux pratiques de terrain comme aux consultations. Pour compléter votre équipement autour de l'examen visuel et du soin oculaire, vous pouvez également retrouver d'autres références liées à la [mesure de la vue](#).

Selon votre besoin, le choix peut s'orienter vers un test pensé pour un dépistage très précoce ou vers une référence davantage axée sur le repérage des troubles binoculaires. Pour élargir votre sélection avec d'autres outils professionnels destinés au contrôle, découvrez aussi les solutions dédiées au [matériel de mesure](#).