

SPARADRAP TRANSPARENT PERFORÉ 2 CM X 5 M BOBINE SANS FOURREAU

Référence : 2007



Description :

- **Fixation fiable** : Assure une adhésion parfaite même sur les zones mobiles du corps.
- **Transparence** : Permet la surveillance des dispositifs médicaux sans besoin de retrait.
- **Hypoallergénique** : Convient aux peaux les plus sensibles, minimisant les risques d'irritation.
- **Découpe facile** : Peut être coupé à la main pour un ajustement précis et rapide.
- **Microperforé** : Permet la respiration de la peau pour éviter la macération.

Caractéristiques techniques :

- **Conditionnement** : Unitaire
- **Dimensions** : 2cm x 5m
- **Matériaux** : Film en polyéthylène avec adhésif polyacrylate hypoallergénique
- **Utilisation** : Fixation des pansements, sondes, drains, tubulures, cathéters
- **Certification** : Dispositif médical avec marquage CE

Sparadrapp transparent perforé 2cm x 5m : l'adhésif discret et résistant

Ce sparadrapp transparent offre une fixation rapide, sécurisée et discrète pour les pansements, drains et cathéters tout en assurant une surveillance aisée des dispositifs médicaux grâce à sa transparence.

- **Hypoallergénique, adapté aux peaux sensibles**
- **Permet la surveillance des pansements sans retrait**
- **Haute adhérence sans compromettre le confort**
- **Facile à découper pour un ajustement précis**
- **Résistant à l'eau et perméable à l'air pour un usage prolongé**

Mode d'emploi :

- Fixer solidement les pansements ou dispositifs médicaux
- Découper facilement la longueur nécessaire pour ajuster le sparadrapp
- Appliquer sur une peau propre et sèche pour une meilleure adhérence
- Vérifier régulièrement le pansement tout en surveillant les dispositifs médicaux à travers la transparence



SPARADRAP TRANSPARENT PERFORÉ 2 CM X 5 M BOBINE SANS FOURREAU Référence : 2007

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer sur une peau irritée ou infectée
- Changer régulièrement le sparadrapp pour assurer une bonne hygiène

Support indispensable pour les premiers soins

Ce sparadrapp est un incontournable pour les professionnels de santé recherchant un dispositif à la fois discret et performant. Grâce à sa transparence, il permet de surveiller les plaies et dispositifs médicaux sans avoir à enlever le sparadrapp, limitant ainsi les manipulations et les risques d'infection. Ses propriétés hypoallergéniques assurent une tolérance optimale, même pour les peaux les plus sensibles. Sa résistance à l'eau et sa capacité à laisser respirer la peau en font un choix privilégié pour une utilisation quotidienne, notamment sur des zones délicates ou nécessitant une surveillance continue.

Avec sa découpe facile et son adhérence optimale, ce sparadrapp garantit un maintien fiable des pansements, cathéters ou autres dispositifs médicaux.

Retrouvez également l'ensemble de nos [sparadraps plastiques transparents](#).