


## SPARADRAP NON TISSÉ BLANC 10M X 2,5CM Référence : 2017

### Caractéristiques du Sparadrapp Extensible non Tissé Blanc

#### Description :



- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau: laisse la peau respirer et limite la macération.
- Masse adhésive acrylique haute tolérance cutanée.
- Bonne adhésivité pour une fixation fiable et durable.
- Retrait indolore: idéal pour les peaux sensibles.
- Dimensions : L= 10m x l= 2,5cm

## Sparadrapp non tissé extensible pour un bon maintien de toutes les compresses et pansements

Avec son tissu non tissé blanc très extensible, le sparadrapp extensible est hautement conformable pour une fixation aisée au niveau des zones à forte mobilité (articulations).

#### Composition :

- Rouleau adhésif en non-tissé multi-extensible recouvert d'un papier de protection facile à découper et fendu.
- Absence de latex, absence de produits d'origine animale et absence de phtalates.

### Fiche Technique du Sparadrapp Extensible

#### Caractéristiques physicochimiques :

- Largeur sur sparadrapp non étirée avec tolérance  $\pm 1$  cm
- Longueur étirée :  $\pm 30\%$  à l'étirage



## SPARADRAP NON TISSÉ BLANC 10M X 2,5CM Référence : 2017

**Durée de validité du produit** : 3 ans à partir de la date de fabrication.

**Traçabilité** : Un numéro de lot permet l'identification et la traçabilité du dispositif médical.

**Indications du DM** :

- Fixation et recouvrement de pansements sur toute leur surface.
- Convient particulièrement aux articulations ainsi qu'à la fixation d'instruments tels que les électrodes, sondes, canules

**Effets indésirables** : Possibles réactions cutanées de type allergiques.

**Conseils d'utilisation** :

- Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.
- N'est pas recommandé dans le cadre de la réalisation de patch-test en service d'allergologie.

**Conditions de stockage** : Au sec et à l'abri du soleil.

**Mode de destruction** : Par incinération.