


## SPARADRAP NON TISSÉ BLANC 10M X 10 CM

Référence : 2019

### Caractéristiques du ruban non tissé blanc 10m x 10cm

#### Description :



- **Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau** : permet à la peau de respirer et limite la macération.
- **Adhésif acrylique** à haute affinité cutanée.
- L'excellente force adhésive permet une fixation sûre et permanente.
- **Retrait indolore** : parfait pour les peaux sensibles.
- Dimensions : L= 10m x l= 10cm

## Sparadrap non tissé extensible pour un bon maintien de toutes les compresses et pansements de grandes dimensions

Le sparadrap non tissé extensible offre un excellent soutien pour les grandes compresses et bandages.

Les bandes extensibles en non-tissé blanc hautement élastique ont une excellente flexibilité et peuvent être facilement fixées même dans les zones très mobiles (articulations).

#### Composition :

- Un rouleau adhésif composé de tissu non tissé multi-extensible enveloppé dans du papier protecteur facile à couper et à déchirer.
- Sans latex, produits d'origine animale et phtalates.

### Fiche Technique du Sparadrap non Tissé Blanc

#### Caractéristiques physicochimiques :

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## SPARADRAP NON TISSÉ BLANC 10M X 10 CM

Référence : 2019

- Largeur sur sparadrap non étirée avec tolérance  $\pm 1$  cm
- Longueur étirée :  $\pm 30\%$  à l'étirage

**Durée de validité du produit** : 3 ans à partir de la date de fabrication.

**Traçabilité** : Un numéro de lot permet l'identification et la traçabilité du dispositif médical.

**Indications :**

- Fixation et recouvrement de pansements sur toute leur surface.
- Convient particulièrement aux articulations ainsi qu'à la fixation d'instruments tels que les électrodes, sondes, canules

**Effets indésirables** : Possibles réactions cutanées de type allergiques.

**Conseils d'utilisation :**

- Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.
- N'est pas recommandé dans le cadre de la réalisation de patch-tests en service d'allergologie.

**Conditions de stockage** : Au sec et à l'abri du soleil.

**Mode de destruction** : Par incinération.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502