

50 PANSEMENTS ABSORBANTS NON STÉRILES 15 CM X 20 CM

Référence : 3028



Description :

- Pansement **absorbant non stérile** à usage de couverture et d'absorption des exsudats.
- Face externe **douce et respirante** pour un port confortable sous bandage.
- Convient au **renouvellement fréquent** des soins et aux pansements volumineux.
- Se fixe avec une **bande de gaze**, une **bande cohésive** ou un **sparadrap**.
- Lot économique de **50 unités** pour infirmeries, écoles, entreprises et cabinets.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 15 x 20 cm (format large)
- **Type** : pansement **non stérile**, non adhésif (à fixer)
- **Structure** : surface non-tissée douce + **cœur absorbant** (ouate/cellulose)
- **Respirabilité** : faible macération, confort cutané
- **Conditionnement** : **50** pansements en sachet/boîte (selon lot)

50 Pansements absorbants non stériles 15 x 20 cm : couverture large et absorption élevée pour soins courants

Lot de 50 pansements absorbants non stériles - 15 x 20 cm : format **grand** pour **protéger** et **absorber** les exsudats lors des soins courants, changement de pansement et pansements de protection, à fixer avec une **bande** ou un **sparadrap**.

- **Grand format 15 x 20 cm**
- **Haute capacité d'absorption**
- **Surface douce et respirante**
- **Non stérile** : économique
- **À fixer** (non adhésif)

Pansements de protection grand format pour soins quotidiens

Grâce à leur **grand format 15 x 20 cm** et leur **cœur absorbant**, ces pansements non stériles sont parfaits pour protéger une zone étendue, contenir les exsudats et garder le pansement de base propre jusqu'au prochain soin. Idéal en **milieu scolaire, entreprise, collectivité** et cabinet pour les réfections fréquentes.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

50 PANSEMENTS ABSORBANTS NON STÉRILES 15 CM X 20 CM

Référence : 3028

Mode d'emploi :

- Nettoyer la zone selon protocole ; **sécher** délicatement la peau.
- Placer le pansement **côté doux** vers la peau/comresse primaire.
- **Fixer** avec bande de gaze, bande cohésive ou sparadrap.
- Vérifier le **confort** et l'absence de plis ; ajuster la tension de la bande.
- Renouveler le pansement si **humide, souillé** ou selon la prescription.

Précautions d'utilisation :

- Produit **non stérile** : ne pas appliquer directement sur **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Sur peaux fragiles/sensibles, surveiller toute **irritation** ; adapter le mode de fixation.
- Éviter une **compression excessive** lors de la fixation (douleur, gêne = desserrer).
- Éliminer dans la filière **DASRI** si souillé de sang/liquides biologiques.
- Conserver au **sec** et à l'abri de la poussière ; respecter les dates et lots internes.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502