

## COTON HYDROPHILE CHIRURGICAL PLIÉ EN ACCORDÉON 250G Référence : 5004

### Caractéristiques du Coton Hydrophile Chirurgical

#### Description :

- Utilisé pour une désinfection locale ou pour une absorption, pour l'application d'antiseptique et nettoyage de zone cutanée, pour les soins d'hygiène ou la compression.
- Garanti pur fibres longues
- Pliage accordéon
- Douceur agréable grâce à la fibre de coton
- Très grande absorption

#### Applications :

- Hôpitaux et cliniques,
- Maisons de retraite, EPHAD...
- Services d'urgences, infirmiers, médecins, dentistes...
- HAD,
- Tous les soins et actes médicaux en vue d'une désinfection locale, d'une absorption.

#### Caractéristiques techniques :

- Classe I
- 100% coton.
- Sans latex.
- Sans azurant optique.



## Coton Hydrophile Chirurgical 250g pour le nettoyage et l'absorption

Les cotons accordéons sont des dispositifs pour soins et actes médicaux en vue d'une désinfection locale, d'une absorption.

Ils sont 100% coton hydrophile nous avons mis la priorité sur leur qualité d'absorption optimale à atteindre, mais également sur les autres caractéristiques nécessaires aux professionnels de santé.

#### Composition du coton hydrophile :

- Coton hydrophile de qualité chirurgicale.
- Absence de latex, absence de produits d'origine animale, absence de phtalates
- Présence de viscose.
- Fort pouvoir d'absorption,



## COTON HYDROPHILE CHIRURGICAL PLIÉ EN ACCORDÉON 250G Référence : 5004

- N'adhèrent pas à la peau,
- Agréables au toucher (douceur),
- Grammage 250g
- Compatibles avec toutes les solutions antiseptiques. .

### Fiche Technique du Paquet de Coton Hydrophile Chirurgical

**Durée de validité du produit** : 5 ans à partir de la date de fabrication.

**Traçabilité** : Un numéro de lot permet l'identification et la traçabilité du dispositif médical.

**Tolérance poids** :  $\pm 30\%$

**Indications** : Soins à usage médical d'hygiène, de nettoyage et de compression avec possibilité d'application de désinfectants et de lotions antiseptiques.

**Précautions d'emploi** : Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.

**Mode de stérilisation compatible** : Vapeur - Oxyde d'éthylène - Rayonnement

**Conditions de stockage** : Au sec et à l'abri du soleil.

**Mode de destruction** : Par incinération