

BANDE DE GAZE EXTENSIBLE 4M X 5CM

Référence : 6001

Description :



- Bande de **gaze extensible** conçue pour **fixer les compresses** et protéger le pansement.
- Texture **aérée** favorisant l'évacuation de l'humidité et le confort cutané.
- **Pose rapide** : se découpe aisément à la longueur souhaitée.
- Convient aux soins courants en **domicile, école, entreprise** et collectivités.
- Faible épaisseur pour un **maintien discret** sous les vêtements.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 4 m x 5 cm
- **Type** : bande de gaze **extensible** (contention légère / maintien)
- **Couleur** : blanche
- **Usage** : maintien de compresses / pansements, enroulement de protection
- **Conditionnement** : unité (selon présentation de la fiche produit)

Bande de gaze extensible 4 m x 5 cm : maintien respirant et pose rapide

Bande de gaze extensible 4 m x 5 cm : la bande légère et aérée qui facilite le **maintien des compresses** et pansements, avec une **élasticité de confort** pour une pose rapide et sûre au quotidien.

- **Extensible pour un maintien ajusté**
- **Gaze aérée : laisse respirer la peau**
- **Découpable facilement, sans effort**
- **Confort au port, faible épaisseur**
- **Format 4 m x 5 cm polyvalent**

Bande de maintien légère pour pansements et soins courants

Polyvalente et confortable, la **bande de gaze extensible 4 m x 5 cm** assure une **tenue fiable** des compresses sans surépaisseur. Sa structure aérée limite la macération tout en offrant une **élasticité de confort** pour s'adapter aux zones mobiles (poignet, avant-bras, cheville).

Idéale en **premiers secours** comme en soins de routine, elle se découpe à la demande et se positionne rapidement pour sécuriser le pansement au quotidien.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

BANDE DE GAZE EXTENSIBLE 4M X 5CM

Référence : 6001

Mode d'emploi :

- Positionner la **compresse** sur la zone à protéger.
- Commencer l'enroulement avec un tour **sans tension** pour stabiliser.
- **Chevaucher** chaque tour d'environ 1/2 à 2/3 de la largeur.
- Ajuster la **tension** selon le maintien souhaité (contention légère).
- Découper à la longueur voulue et fixer l'extrémité (agrafe/adhésif si besoin).

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Éviter une **compression excessive** (douleur, fourmillements, refroidissement : desserrer/retirer).
- Changer la bande si elle est **humide** ou **souillée**.
- Surveiller la zone bandée, surtout sur les articulations ou chez les personnes fragiles.
- Usage externe uniquement ; tenir hors de portée des enfants.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502