

## BANDE ÉLASTIQUE AUTO-ADHÉSIVE POUR MAINTIEN MOYEN 4M X 8CM

Référence : 6028



### Description :

- Bande élastique **auto-adhésive** : adhère sur elle-même pour un **maintien propre** sans épingles ni adhésif séparé.
- Permet une **contention légère** et la **stabilisation de pansements** sur zones mobiles.
- **Pose rapide** : se déchire à la main à la longueur souhaitée, même sur le terrain.
- Couleur **chair** pour un rendu discret sous les vêtements.
- Idéale pour trousse de soins en **domicile, école, entreprise** et activités sportives.

### Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 4 m x 8 cm
- **Type** : bande **élastique auto-adhésive** (maintien & contention légère)
- **Couleur** : chair (peau)
- **Application** : maintien de compresses/pansements, strapping léger
- **Découpe** : **à la main** (sans ciseaux), pose sans agrafes

## DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **février 2031**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## Bande élastique auto-adhésive chair 4 m x 8 cm : maintien discret, pose rapide sans ciseaux

**Bande élastique auto-adhésive 4 m x 8 cm - couleur chair** : une bande souple qui **adhère sur elle-même** pour **stabiliser un pansement** ou réaliser une **contention légère** sur des zones plus larges (poignet, cheville, avant-bras), avec **découpe à la main** et finition discrète.

- **Auto-adhérente** : tenue immédiate
- **Couleur chair** : effet discret
- **Découpable à la main, sans ciseaux**
- **Largeur 8 cm** : zones étendues



## BANDE ÉLASTIQUE AUTO-ADHÉSIVE POUR MAINTIEN MOYEN 4M X 8CM

Référence : 6028

- **Élasticité de confort, ajustable**

### Bande auto-adhésive couleur peau pour maintien discret et efficace

Conçue pour les **soins courants** et les **premiers secours**, la **bande élastique auto-adhésive chair 4 m x 8 cm** allie **mise en place express, ajustement précis** et **discrétion**. Sa largeur de 8 cm couvre plus vite les zones étendues et améliore la stabilité des pansements sans surépaisseur.

Robuste mais confortable, elle s'intègre à toutes les troussees pour sécuriser un pansement, réaliser un **strapping léger** ou renforcer une **gaze de protection** en quelques secondes.

#### Mode d'emploi :

- Mesurer la **longueur** nécessaire ; **déchirer à la main**.
- Commencer par 1 tour **sans tension** pour ancrer la bande.
- **Chevaucher** chaque tour d'1/2 à 2/3 de la largeur.
- **Ajuster la traction** selon l'effet souhaité (maintien vs. contention légère).
- Lisser pour optimiser l'auto-adhérence ; vérifier confort et mobilité.

#### Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Éviter une **compression excessive** (douleur, fourmillements, refroidissement : desserrer/retirer).
- Changer la bande si elle est **humide, souillée** ou après port prolongé.
- Surveiller les zones bandées, notamment au niveau des articulations.
- Usage externe uniquement ; tenir hors de portée des enfants.