

## BANDE ÉLASTIQUE AUTO-ADHÉSIVE BLANC 4 M X 8 CM

Référence : 6016



### Description :

- Bande élastique **auto-adhésive** destinée au **maintien de pansements** et à la **protection** des zones sollicitées.
- Permet une **contention légère** et un maintien propre sur les zones fines (doigts, main, poignet).
- **Pose rapide** : se déchire à la main et s'applique sans accessoire.
- Confortable au port : **souple**, suit les mouvements et limite les surépaisseurs.
- Adaptée aux soins courants en **domicile, entreprise, école** et activités sportives.

### Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 4 m x 8 cm
- **Type** : bande **élastique auto-adhésive** (maintien & contention légère)
- **Couleur** : blanche
- **Application** : maintien de compresses/pansements, strapping léger
- **Découpe** : **à la main** (sans ciseaux), pose sans agrafes

## DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **février 2031**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## Bande élastique auto-adhésive blanche 4 m x 8 cm : maintien précis, pose rapide sans ciseaux

**Bande élastique auto-adhésive 4 m x 8 cm - blanche** : une bande souple qui se **pose en quelques secondes** pour **maintenir un pansement** ou réaliser une **contention légère** sur les zones fines (doigts, poignet), avec une **adhésion immédiate** et un confort durable.

- **Auto-adhésive : tenue immédiate**
- **Elasticité de confort, ajustable**
- **Découpable à la main, sans ciseaux**
- **Format 8 cm idéal doigts/poignet**

## BANDE ÉLASTIQUE AUTO-ADHÉSIVE BLANC 4 M X 8 CM

Référence : 6016

- **Blanche : discrète, polyvalente**

### Bande auto-adhésive pour maintien discret et contention légère

Pensée pour les **soins courants** et les situations de **premiers secours**, la **bande élastique auto-adhésive blanche 4 m x 8 cm** garantit une pose **rapide**, un **ajustement précis** et une tenue fiable des pansements sur les zones fines et mobiles. Son format étroit facilite les gestes précis sans gêner la mobilité.

Polyvalente et **découpable à la main**, elle s'intègre à toutes les trousse de soins et permet de sécuriser un pansement, réaliser un **strapping léger** ou renforcer une **gaze de protection**.

#### Mode d'emploi :

- Choisir la **longueur** nécessaire ; déchirer à la main.
- Démarrer avec 1 tour **sans tension** pour ancrer la bande.
- **Chevaucher** chaque tour d'1/2 à 2/3 de la largeur.
- **Ajuster la traction** selon l'effet souhaité (maintien vs. contention légère).
- Lisser pour renforcer l'adhésion ; vérifier confort et mobilité.

#### Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Éviter une **compression excessive** (douleur, fourmillements, refroidissement : desserrer/retirer).
- Changer la bande si elle est **humide, souillée** ou après un port prolongé.
- Surveiller les zones bandées, surtout sur les articulations et chez les personnes fragiles.
- Usage externe uniquement ; tenir hors de portée des enfants.