

## BANDE COHÉSIVE DE CONTENTION 4.5 M X 6 CM

Référence : 6029



### Description :

- Bande **cohésive** : adhère sur elle-même, retrait facile sans arracher les poils.
- Indiquée pour le **maintien de pansements, strapping léger et contention de soutien**.
- **Déchirable à la main** pour une mise en place rapide sans ciseaux.
- **Extensible** : permet d'ajuster la pression selon la zone et l'activité.
- Surface **micro-aérée** pour limiter la macération et améliorer le confort.

### Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 4,5 m x 6 cm (en extension)
- **Type** : bande **cohésive auto-adhérente** (maintien & contention légère)
- **Application** : doigts, poignet, cheville, avant-bras, zones mobiles
- **Découpe** : **à la main** — pose sans épingles ni adhésif additionnel
- **Couleur** : selon déclinaison de la fiche produit

## DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **février 2031**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## Bande cohésive de contention 4,5 m x 6 cm : maintien fiable, découpe à la main

**Bande cohésive de contention 4,5 m x 6 cm** : bande auto-adhérente qui **adhère sur elle-même** (pas sur la peau), pour un **maintien rapide** et confortable des pansements et une **contention légère** sur zones mobiles.

- **Auto-adhésive sur elle-même**
- **Découpable à la main, pose express**
- **Compression ajustable et régulière**
- **Respirante, confortable au port**
- **Largeur 6 cm polyvalente**



## BANDE COHÉSIVE DE CONTENTION 4.5 M X 6 CM Référence : 6029

### Bande de maintien cohésive pour pansements et strapping léger

Polyvalente et rapide à poser, la **bande cohésive de contention 4,5 m × 6 cm** assure une **tenue fiable** des pansements et réalise un **strapping de soutien** en quelques secondes. Sa cohésion évite l'usage d'épingles et d'adhésifs, limite l'irritation cutanée et facilite le retrait.

En trousse de secours, au cabinet ou sur le terrain (sport, entreprises, collectivités), elle offre une **compression ajustable** et un **confort respirant** pour sécuriser vos bandages au quotidien.

#### Mode d'emploi :

- Choisir la **largeur** adaptée ; préparer la zone (peau sèche).
- Commencer par 1-2 tours **sans tension** pour ancrer la bande.
- **Chevaucher** chaque tour d'1/2 à 2/3 de la largeur.
- **Ajuster la traction** selon l'effet recherché (maintien vs contention légère).
- **Déchirer à la main** et lisser pour activer la cohésion.

#### Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Éviter une **compression excessive** (douleur, fourmillements, refroidissement : desserrer/retirer).
- Changer la bande si elle est **humide, souillée** ou après port prolongé.
- Surveiller la zone bandée, surtout sur les articulations et chez les personnes fragiles.
- Usage externe uniquement ; tenir hors de portée des enfants.