

BANDE COHÉSIVE DE CONTENTION 4.5M X 8CM

Référence : 6030



Description :

- Bande **cohésive** : adhère sur elle-même pour un maintien propre sans épingles ni adhésif séparé.
- Indiquée pour le **maintien de pansements**, le **strapping léger** et la **contention de soutien**.
- **Déchirable à la main** : découpe rapide à la longueur voulue, même sur le terrain.
- **Extensible** : permet d'ajuster la pression selon la zone et l'activité.
- Surface **micro-aérée** pour limiter la macération et améliorer le confort.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 4,5 m x 8 cm (en extension)
- **Type** : bande **cohésive auto-adhérente** (maintien & contention légère)
- **Application** : poignet, cheville, avant-bras, genou ; **couverture accrue** grâce à 8 cm
- **Découpe** : **à la main** — pose sans ciseaux, sans agrafes
- **Couleur** : selon déclinaison de la fiche produit

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **février 2031**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Bande cohésive de contention 4,5 m x 8 cm : maintien fiable, découpe à la main, couverture large

Bande cohésive de contention 4,5 m x 8 cm : bande auto-adhérente qui **adhère sur elle-même** (pas sur la peau), pour un **maintien rapide**, une **compression ajustable** et une **couverture plus large** des zones mobiles.

- **Auto-adhérente sur elle-même**
- **Découpable à la main, pose express**
- **Compression régulière et réglable**
- **Respirante, confortable au port**



BANDE COHÉSIVE DE CONTENTION 4.5M X 8CM

Référence : 6030

- **Largeur 8 cm : zones étendues**

Bande de maintien cohésive pour pansements et strapping léger

La **bande cohésive de contention 4,5 m x 8 cm** combine **pose ultra-rapide** et **tenue fiable** pour sécuriser les pansements et réaliser un **strapping de soutien** en quelques secondes. Sa largeur de 8 cm réduit le nombre de tours nécessaires et améliore la stabilité sur des **zones plus étendues**.

Adaptée aux trousses de secours (sport, entreprises, collectivités) comme aux soins courants, elle offre une **compression ajustable** et un **confort respirant** tout au long de la journée.

Gagnez en efficacité : ajoutez la **bande cohésive 4,5 m x 8 cm** à votre panier et simplifiez vos bandages dès aujourd'hui.

Mode d'emploi :

- Choisir la **largeur** adaptée ; préparer la zone (peau propre et sèche).
- Commencer par 1-2 tours **sans tension** pour ancrer la bande.
- **Chevaucher** chaque tour d'1/2 à 2/3 de la largeur.
- **Ajuster la traction** selon l'effet recherché (maintien vs. contention légère).
- **Déchirer à la main** et lisser pour activer la cohésion.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Éviter une **compression excessive** (douleur, fourmillements, refroidissement : desserrer/retirer).
- Changer la bande si elle est **humide, souillée** ou après port prolongé.
- Surveiller la zone bandée, surtout au niveau des articulations et chez les personnes fragiles.
- Usage externe uniquement ; tenir hors de portée des enfants.