

## TENSOPLAST 2.5 M X 3 CM

Référence : 6042

### Description :

- Sparadrap **élastique** adhésif pour **fixation de compresses** et renfort de bandage.
- Convient au **strapping léger** sur zones mobiles (doigts, paume, poignet).
- Support souple et résistant, **confortable** au port.
- Format **3 cm** : précision de pose et finitions propres.
- Usage quotidien en **domicile, école, entreprise**, sport et infirmerie.



### Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 2,5 m × 3 cm
- **Type** : bande adhésive **élastique** (maintien & strapping léger)
- **Support** : textile souple (déchirable à la main ou aux ciseaux)
- **Couleur** : chair/blanc (selon lot)
- **Applications** : fixation de compresses, renfort de bandages, contention de soutien localisée

## Tensoplast 2,5 m x 3 cm : sparadrap élastique étroit, maintien précis et confortable

**Tensoplast 2,5 m × 3 cm** : bande adhésive élastique au **format étroit** pour **fixer solidement** vos compresses et réaliser un **strapping léger** sur les zones fines (doigts, main, poignet) — pose rapide, **tenue fiable** et confort au mouvement.

- **Adhérence durable, maintien sûr**
- **Élastique : suit les mouvements**
- **Format étroit 3 cm, gestes précis**
- **Découpe facile (main/ciseaux)**
- **Finition propre, confortable**

## Sparadrap élastique étroit pour fixation de pansements et strapping léger

Compact et précis, **Tensoplast 2,5 m × 3 cm** offre une **adhérence fiable** tout en préservant la mobilité grâce à son support élastique. Son format étroit facilite les poses nettes sur les zones fines et les finitions de bandage, pour des gestes rapides et propres au quotidien.

Indispensable en **trousses de premiers secours** et en environnement professionnel, il se découpe facilement et assure une **tenue durable** des compresses et pansements.



## TENSOPLAST 2.5 M X 3 CM Référence : 6042

### Mode d'emploi :

- Préparer une **peau propre et sèche** (sans crème/huile).
- Positionner la compresse ; dérouler en **chevauchant** légèrement les tours.
- **Tendre modérément** pour accompagner les mouvements sans gêner la circulation.
- Découper/déchirer à la longueur souhaitée et lisser pour optimiser l'adhérence.
- Renouveler si le pansement est humide, souillé ou si la tenue diminue.

### Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Sur peaux sensibles, réaliser un **test cutané** et surveiller toute irritation.
- Éviter une **tension excessive** (douleur, fourmillements = desserrer/retirer).
- Retirer délicatement en **accompagnant la peau** pour limiter les irritations.
- Usage externe ; tenir hors de portée des enfants.