

SACHET DE 100 COMPRESSES STÉRILES

Référence : 11005-100

Description :

- Compresse **stériles** prêtes à l'emploi pour **nettoyer**, **assécher** et **couvrir** les plaies.
- **Assortiment de tailles** pour doigts, main, avant-bras, genou et zones étendues.
- Textile **absorbant** au toucher doux pour un soin confortable.
- Convient aux **pansements de premier recours** et aux renouvellements quotidiens.
- Parfait pour **trousse de secours**, cabinets, écoles, entreprises et collectivités.



Caractéristiques techniques :

- **Conditionnement** : sachet de **100 compresses stériles** (emballage individuel ou par paire selon lot)
- **Tailles assorties** : ex. 5×5 cm, 7,5×7,5 cm, 10×10 cm (selon composition du pack)
- **Matière** : non-tissé/coton médical **haute absorption** (selon lot)
- **Usage** : nettoyage de plaie, tamponnement, couverture et protection avant bandage
- **Stérilité** : stérilisation industrielle, **usage unique**

Sachet de 100 compresses stériles assorties : stock prêt à l'emploi pour des soins propres et sûrs

Sachet de 100 compresses stériles : le pack économique et pratique pour **nettoyer**, **tamponner** et **protéger** les plaies, avec plusieurs **tailles assorties** afin de s'adapter à toutes les zones du corps.

- **Stériles** : hygiène maximale
- **100 unités** : grand volume
- **Tailles assorties**, polyvalentes
- **Absorbantes**, toucher doux
- **Idéales trousse & infirmeries**

Compresse stériles multi-tailles pour pansements propres et efficaces

Conçu pour les environnements à forte rotation (infirmeries, établissements scolaires, sites industriels), le **sachet de 100 compresses stériles assorties** garantit une **hygiène optimisée** et une **prise en charge rapide** des plaies superficielles ou exsudatives. Les tailles variées permettent d'optimiser la couverture tout en limitant le gaspillage.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

SACHET DE 100 COMPRESSES STÉRILES

Référence : 11005-100

Ajoutées à une **bande de maintien** ou un **sparadrap**, ces compresses assurent des pansements fiables et confortables au quotidien.

Mode d'emploi :

- Se laver les mains ou mettre des **gants** à usage unique.
- Nettoyer la plaie selon protocole ; **tamponner** délicatement pour assécher.
- Appliquer la **compresse stérile** sur la zone à couvrir.
- Fixer avec un **sparadrap** ou une **bande de gaze**/cohésive.
- Renouveler le pansement si la compresse est **humide** ou **souillée**.

Précautions d'utilisation :

- Vérifier l'**intégrité du sachet** ; ne pas utiliser si l'emballage est ouvert/endommagé.
- **Usage unique** : ne pas réutiliser une compresse stérile.
- Ne pas appliquer de produit gras qui pourrait **altérer l'absorption**.
- Surveiller les signes d'**infection** (douleur, rougeur, chaleur, écoulement) et consulter si besoin.
- Éliminer dans une **poubelle DASRI** si requis par le protocole.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502