

BANDE PLATRÉE 3 M X 15 CM Référence : 6054

Prise rapide. Idéal pour la réalisation de plâtres d'urgence.



photo non contractuelle

TAMÔ

FICHE TECHNIQUE

Réalisation de **plâtres d'Urgence**

Prise rapide : 1mm 45

Mode d'emploi :

- Faire tremper la bande dans de l'eau (temp. Entre 20 et 25°C)
- Temps de trempage : de 3 à 5 secondes
- Essorer la bande légèrement
- Appliquer sur la zone
- Temps de modelage et de séchage optimal : environ 4minutes

Sachet Individuel

Astuce : Peut aussi servir pour les moulages dans les écoles.