

100 AGRAFES PANSEMENTS Référence : 6055-100

Description :



- Clips de **maintien de pansements et bandages** pour une fixation rapide et propre.
- Agrafes **élastiques** dotées de **deux têtes en inox crochues** pour bien accrocher la bande.
- Idéal en **entreprises, écoles, associations** et à domicile pour compléter vos kits.
- Manipulation simple, format compatible avec les **bandes de maintien** et compresses.
- Conditionnement économique pour **réassort régulier** des postes de secours.

Caractéristiques techniques :

- **Conditionnement** : sachet de 100 agrafes
- **Structure** : bande élastique + **2 têtes inox crochues**
- **Usage** : fixation de bandages / pansements
- **Référence produit** : 6055-100
- **Compatibilité** : trousse & malles de premiers secours (poste fixe ou mobilité)

100 Agrafes pansements : fixation fiable des bandages, élastiques à têtes inox

100 agrafes pansements : clips de maintien **élastiques** avec **2 têtes inox crochues** pour fixer rapidement vos **bandages et pansements** dans chaque trousse de secours (lot économique de 100).

- **Fixation sûre des bandages**
- **Élastique pour un bon maintien**
- **Têtes inox crochues résistantes**
- **Lot de 100, prêt pour le réassort**
- **Indispensable en trousse de secours**

Clips de maintien pour bandages et pansements

Robustes et faciles à poser, les **agrafes pansements élastiques** assurent une **tenue fiable** des bandes de crêpe, bandes de maintien ou pansements épais lors des gestes de **premiers secours**. Le **lot de 100** facilite le réassort de vos kits et postes de soins tout en maîtrisant les coûts, pour rester opérationnel au quotidien.

La **double tête inox crochue** améliore l'accroche sur la bande et limite le glissement lors des mouvements. Compactes, ces



100 AGRAFES PANSEMENTS Référence : 6055-100

agrafes trouvent leur place dans les **trousses de secours** des écoles, entreprises et collectivités.

Mode d'emploi :

- Terminer l'enroulement du bandage puis maintenir l'extrémité en place.
- Positionner l'agrafe, **accrocher la première tête** sur la bande.
- **Étendre légèrement l'élastique** et **accrocher la seconde tête** pour assurer la tension.
- Vérifier la tenue ; utiliser 2 agrafes si nécessaire (bandage large ou zone mobile).
- Remplacer toute agrafe tordue ou dont la fixation n'est plus sûre.

Précautions d'utilisation :

- Usage sur **textiles/bandages** uniquement ; éviter le contact direct avec la peau lésée.
- Manipuler avec précaution ; tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser d'agrafes endommagées, rouillées ou déformées.
- Jeter dans un contenant adapté si l'agrafe est souillée ou perd son élasticité.
- Suivre vos protocoles internes de premiers secours.