

## 100 AGRAFES PANSEMENTS

Référence : 6055-100



### Description :

- Clips de **maintien de pansements et bandages** pour une fixation rapide et propre.
- Agrafes **élastiques** dotées de **deux têtes en inox crochues** pour bien accrocher la bande.
- Idéal en **entreprises, écoles, associations** et à domicile pour compléter vos kits.
- Manipulation simple, format compatible avec les **bandes de maintien** et compresses.
- Conditionnement économique pour **réassort régulier** des postes de secours.

### Caractéristiques techniques :

- **Conditionnement** : sachet de 100 agrafes
- **Structure** : bande élastique + **2 têtes inox crochues**
- **Usage** : fixation de bandages / pansements
- **Référence produit** : 6055-100
- **Compatibilité** : trousses & malles de premiers secours (poste fixe ou mobilité)

## 100 Agrafes pansements : fixation fiable des bandages, élastiques à têtes inox

**100 agrafes pansements** : clips de maintien **élastiques** avec **2 têtes inox crochues** pour fixer rapidement vos **bandages et pansements** dans chaque trousse de secours (lot économique de 100).

- **Fixation sûre des bandages**
- **Élastique pour un bon maintien**
- **Têtes inox crochues résistantes**
- **Lot de 100, prêt pour le réassort**
- **Indispensable en trousse de secours**

### Clips de maintien pour bandages et pansements

Robustes et faciles à poser, les **agrafes pansements élastiques** assurent une **tenue fiable** des bandes de crêpe, bandes de maintien ou pansements épais lors des gestes de **premiers secours**. Le **lot de 100** facilite le réassort de vos kits et postes de soins tout en maîtrisant les coûts, pour rester opérationnel au quotidien.

La **double tête inox crochue** améliore l'accroche sur la bande et limite le glissement lors des mouvements. Compactes, ces



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## 100 AGRAFES PANSEMENTS

Référence : 6055-100

agrafes trouvent leur place dans les **trousSES de secours** des écoles, entreprises et collectivités.

### Mode d'emploi :

- Terminer l'enroulement du bandage puis maintenir l'extrémité en place.
- Positionner l'agrafe, **accrocher la première tête** sur la bande.
- **Étendre légèrement l'élastique** et **accrocher la seconde tête** pour assurer la tension.
- Vérifier la tenue ; utiliser 2 agrafes si nécessaire (bandage large ou zone mobile).
- Remplacer toute agrafe tordue ou dont la fixation n'est plus sûre.

### Précautions d'utilisation :

- Usage sur **textiles/bandages** uniquement ; éviter le contact direct avec la peau lésée.
- Manipuler avec précaution ; tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser d'agrafes endommagées, rouillées ou déformées.
- Jeter dans un contenant adapté si l'agrafe est souillée ou perd son élasticité.
- Suivre vos protocoles internes de premiers secours.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502