

MASQUE CHIRURGICAL BLEU TYPE IIR BOÎTE DE 50

Référence : 8025



Description

Le **masque chirurgical Type IIR 3 plis à élastiques** est conçu pour la protection de la personne dans les environnements où le port d'un masque filtrant à usage unique est nécessaire. Il est non stérile et conditionné en boîte de 50 pièces.

Sa conception en 3 plis associe une couche intérieure en PP Spunbond, un filtre en PP Melt-blown et une couche extérieure en PP Spunbond. Le masque ne contient pas de fibre de verre.

Les élastiques résistants permettent une mise en place simple, tandis que la barrette nasale réglable aide à ajuster le masque au niveau du nez. Le coloris bleu facilite son identification dans un contexte de protection individuelle, notamment lors de périodes de vigilance liées aux **virus respiratoires**, à la **Covid-19**, à la grippe ou à d'autres infections transmissibles par les sécrétions respiratoires.

Ce masque est destiné au secteur de la santé, aux patients, au personnel soignant et aux visiteurs. Dans des contextes plus spécifiques comme le risque **Hantavirus**, il peut s'intégrer dans une démarche globale d'hygiène et de protection, sans remplacer un équipement respiratoire spécialisé lorsque celui-ci est requis par le protocole de prévention.

Caractéristiques techniques

- Référence 8025
- Conditionnement Boîte de 50 pièces
- Dimensions 17,5 x 9,5 cm
- Poids 4 g
- Couleur Bleu
- Stockage recommandé Entre 5 et 40°C, à l'abri de l'humidité et du soleil

Composition du masque chirurgical

Ce masque chirurgical Type IIR est composé de **3 plis en polypropylène** : une couche intérieure 100% PP Spunbond 25 g/m², un filtre bleu 100% PP Melt-blown 25 g/m² et une couche extérieure 100% PP Spunbond 25 g/m². Il dispose d'élastiques résistants, d'une barrette nasale réglable et ne contient pas de fibre de verre.

MASQUE CHIRURGICAL BLEU TYPE IIR BOÎTE DE 50 Référence : 8025

Masque chirurgical Type IIR 3 plis : boîte de 50 masques à élastiques

Masque chirurgical Type IIR 3 plis à usage unique, non stérile, avec élastiques résistants, barrette nasale réglable et conditionnement en boîte de 50 pièces.

- Boîte de 50 pièces
- Type IIR 3 plis
- Élastiques résistants
- Barrette nasale réglable
- Sans fibre de verre

Précautions d'utilisation

- Utiliser ce masque comme un produit à usage unique.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité.
- Ne pas stocker le produit en plein soleil.
- Conserver le masque sous une température comprise entre 5 et 40°C.
- En contexte de risque Hantavirus, intégrer ce masque dans une démarche globale de protection et d'hygiène, sans l'utiliser comme unique protection respiratoire spécialisée.

Un masque chirurgical Type IIR pour les contextes de risque infectieux

Le **masque chirurgical Type IIR 3 plis** est adapté aux environnements où la réduction des projections et la protection des personnes sensibles sont prioritaires. Il peut être utilisé dans le secteur de la santé, auprès des patients, par le personnel soignant ou les visiteurs, notamment dans des contextes de vigilance liés aux **virus respiratoires**, à la **Covid-19**, à la grippe ou à d'autres infections transmissibles par les sécrétions respiratoires.

Sa conception à usage unique, son format 3 plis, ses élastiques résistants et sa barrette nasale réglable facilitent la mise à disposition dans les établissements, les espaces d'accueil, les zones de soin ou les stocks de protection. Pour les risques spécifiques comme l'**Hantavirus**, ce masque peut s'intégrer dans une logique plus large de protection et d'hygiène selon les protocoles applicables. Pour un besoin différent, lié à l'assistance respiratoire ou aux gestes de secours, vous pouvez également retrouver notre [sélection de masques de protection respiratoire](#).

Ce masque chirurgical peut-il être utilisé dans un contexte Covid-19 ou virus respiratoires ?

+

Oui, ce masque chirurgical Type IIR peut être utilisé dans des contextes de vigilance liés aux virus respiratoires, comme la Covid-19 ou la grippe. Il aide à limiter les projections respiratoires, sans remplacer un équipement respiratoire spécialisé lorsque celui-ci est requis.



MASQUE CHIRURGICAL BLEU TYPE IIR BOÎTE DE 50

Référence : 8025

Ce masque protège-t-il contre l'Hantavirus ?

+

Ce masque chirurgical peut contribuer à une protection de base dans une démarche d'hygiène et de réduction des projections. En cas de risque Hantavirus, notamment lors d'une exposition à des poussières, déjections ou zones contaminées par des rongeurs, il ne doit toutefois pas être présenté comme une protection respiratoire spécialisée à lui seul.

Combien de masques contient la boîte ?

+

Cette référence est conditionnée en boîte de 50 pièces. Chaque masque est à usage unique et non stérile.

De quoi est composé ce masque Type IIR ?

+

Il est composé de trois couches en polypropylène : une couche intérieure en PP Spunbond, un filtre en PP Melt-blown et une couche extérieure en PP Spunbond. Il ne contient pas de fibre de verre.

Comment stocker cette boîte de masques chirurgicaux ?

+

Le produit ne doit pas être exposé à l'humidité ni au soleil. Il doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.