

MASQUES FFP2 FABRICATION FRANÇAISE

Référence : 8031-24

Description :



- **Masques FFP2 jetables à élastiques** conçus pour assurer une **protection respiratoire filtrante** au quotidien en **milieu professionnel** ou en contact avec le public.
- **Fabrication française** permettant une **traçabilité maîtrisée** et une qualité de production adaptée aux exigences des **équipes sur le terrain**.
- **Très haute capacité de filtration** associée à une **bonne respirabilité**, afin de limiter la **fatigue respiratoire** pendant le port prolongé.
- **Forme enveloppante** et **barrette nasale ajustable** pour réduire les **fuites au visage** et optimiser l'**étanchéité** autour du nez et des joues.
- Masque à utiliser pour se protéger des risques infectieux, ou des environnements poussiéreux

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : masques FFP2 jetables à élastiques, à usage unique, non stériles.
- **Niveau de filtration** : **filtration élevée des particules fines et aérosols** en suspension dans l'air.
- **Forme et maintien** : **masque filtrant préformé** avec **barrette nasale ajustable** et **élastiques auriculaires** pour un maintien stable.
- **Composition** : plusieurs couches de **matière non tissée** assurant à la fois **filtration** et **respirabilité**, sans latex.
- **Conditionnement** : masques conditionnés en **boîte distributrice**, adaptés au stockage dans une **armoire EPI** ou une **zone de distribution**.
- Classe I

Masques FFP2 fabrication française : protection respiratoire filtrante au quotidien

Des **masques de protection respiratoire FFP2 jetables, fabriqués en France**, offrant une **filtration élevée des particules fines et aérosols** tout en restant **confortables pour un port prolongé** en milieu professionnel ou lors de contacts répétés avec le public.

- **Filtration élevée des particules fines**
- **Fabrication française traçable**
- **Forme enveloppante et barrette nasale**
- **Élastiques confortables sans latex**



MASQUES FFP2 FABRICATION FRANÇAISE

Référence : 8031-24

- **Adaptés au port prolongé**

Mode d'emploi :

- Se **laver ou désinfecter les mains** avant de manipuler le **masque FFP2** et vérifier qu'il est intact.
- Positionner le **masque FFP2** sur le **nez, la bouche et le menton**, barrette nasale vers le haut.
- Passer les **élastiques** derrière les oreilles, puis ajuster la **barrette nasale** en la pinçant pour épouser la forme du nez.
- Vérifier l'**étanchéité** en inspirant et en expirant doucement : le masque doit se plaquer sur le visage sans fuites d'air latérales.
- Retirer le masque en saisissant uniquement les **élastiques**, le jeter dans une poubelle adaptée puis se **désinfecter les mains**.

Précautions d'utilisation :

- Produit à **usage unique** : ne pas laver, ne pas réutiliser un **masque FFP2** déjà porté.
- Changer de masque dès qu'il est **humide, souillé ou endommagé**, ou selon la durée de port recommandée par vos protocoles.
- Veiller à toujours **bien couvrir nez, bouche et menton** : ne pas porter le masque sous le nez ou sous le menton.
- Conserver les **masques FFP2 fabrication française** dans un endroit **sec**, à l'abri de la **chaleur** et de l'**humidité**, dans leur emballage d'origine.
- Ne pas utiliser le masque si l'emballage est **ouvert ou détérioré**, et tenir hors de portée des **enfants** en dehors de toute supervision.