

## MASQUES FFP2 JETABLES À ÉLASTIQUES

Référence : 8031-24



### Description

Les **masques FFP2 fabrication française** sont des masques jetables à élastiques conçus pour assurer une protection respiratoire filtrante au quotidien. Ils protègent contre les particules fines, les aérosols en suspension dans l'air, les environnements poussiéreux et certains risques infectieux, notamment dans des contextes de vigilance liés à la **Covid-19**, à la grippe, aux virus respiratoires ou au risque **Hantavirus** lors d'expositions à des poussières potentiellement contaminées.

Leur fabrication française permet une traçabilité maîtrisée et une qualité de production adaptée aux exigences des équipes sur le terrain. Ces masques FFP2 sont pensés pour un usage en milieu professionnel ou lors de contacts répétés avec le public.

La très haute capacité de filtration est associée à une bonne respirabilité afin de limiter la fatigue respiratoire pendant le port prolongé. La forme enveloppante, la barrette nasale ajustable et les élastiques auriculaires assurent un maintien stable et aident à réduire les fuites au niveau du nez et des joues.

La composition en plusieurs couches de matière non tissée, sans latex, permet d'associer filtration et confort d'utilisation. Le conditionnement en boîte distributrice facilite le stockage dans une armoire EPI ou dans une zone de distribution accessible.

### Caractéristiques techniques

- Référence 8031-24
- Conditionnement Boîte distributrice
- Format Masques FFP2 jetables à élastiques
- Matière Plusieurs couches de matière non tissée, sans latex
- Usage principal Protection respiratoire filtrante
- Type de risque Risques infectieux, particules fines, aérosols et environnements poussiéreux

### Propriétés des masques FFP2 fabrication française

Ces masques FFP2 jetables associent une **filtration élevée des particules fines et aérosols**, une forme enveloppante, une barrette nasale ajustable, des élastiques auriculaires et une composition sans latex. Leur fabrication française, leur respirabilité et leur conditionnement en boîte distributrice en font une solution adaptée au stockage et à la distribution en milieu professionnel.

## MASQUES FFP2 JETABLES À ÉLASTIQUES

Référence : 8031-24

### Masques FFP2 fabrication française : boîte distributrice de masques jetables

**Masques FFP2 fabrication française** conçus pour assurer une protection respiratoire filtrante contre les particules fines, les aérosols, les poussières et les risques infectieux en milieu professionnel ou au contact du public.

- Fabrication française
- Filtration élevée
- Sans latex
- Barrette nasale ajustable
- Port prolongé confortable

#### Mode d'emploi

- Se laver ou se désinfecter les mains avant de manipuler le masque FFP2, puis vérifier qu'il est intact.
- Positionner le masque sur le nez, la bouche et le menton, avec la barrette nasale vers le haut.
- Passer les élastiques derrière les oreilles, puis ajuster la barrette nasale en la pinçant pour épouser la forme du nez.
- Vérifier l'étanchéité en inspirant et en expirant doucement : le masque doit se plaquer sur le visage sans fuites d'air latérales.
- Retirer le masque en saisissant uniquement les élastiques, le jeter dans une poubelle adaptée puis se désinfecter les mains.

#### Précautions d'utilisation

- Produit à usage unique : ne pas laver et ne pas réutiliser un masque FFP2 déjà porté.
- Changer de masque dès qu'il est humide, souillé ou endommagé, ou selon la durée de port prévue par vos protocoles.
- Veiller à toujours couvrir le nez, la bouche et le menton : ne pas porter le masque sous le nez ou sous le menton.
- Conserver les masques FFP2 fabrication française dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, dans leur emballage d'origine.
- En contexte de risque Hantavirus, porter le masque FFP2 correctement ajusté pour protéger contre l'inhalation de poussières, particules ou aérosols potentiellement contaminés.

### Une protection FFP2 française pour les risques infectieux et poussiéreux

Les **masques FFP2 fabrication française** répondent aux besoins des professionnels qui recherchent une protection respiratoire filtrante fiable au quotidien. Ils protègent contre les particules fines, les aérosols en suspension, les environnements poussiéreux et les risques infectieux, avec une sémantique naturellement associée aux contextes **Covid-19**, grippe, **virus respiratoires** et **Hantavirus** lorsque l'exposition implique des poussières ou particules potentiellement contaminées.

Leur forme enveloppante, leur barrette nasale ajustable, leurs élastiques auriculaires et leur matière non tissée sans latex facilitent le port prolongé en milieu professionnel ou au contact du public. Pour compléter un équipement lié aux gestes de secours et à l'assistance respiratoire, vous pouvez également [comparer les masques FFP2 et chirurgicaux](#).



## MASQUES FFP2 JETABLES À ÉLASTIQUES

Référence : 8031-24

### **Ces masques FFP2 protègent-ils contre l'Hantavirus ?**

+

Oui, un masque FFP2 correctement ajusté protège contre l'inhalation de poussières, particules et aérosols pouvant être associés à un risque Hantavirus. Il doit être utilisé avec les autres mesures de prévention adaptées, notamment lors d'une exposition à des zones potentiellement contaminées par des rongeurs.

### **Ces masques FFP2 protègent-ils contre la Covid-19 et les virus respiratoires ?**

+

Oui, ces masques FFP2 offrent une protection respiratoire filtrante contre les particules fines et aérosols en suspension dans l'air. Ils peuvent être utilisés dans des contextes de vigilance liés à la Covid-19, à la grippe ou à d'autres virus respiratoires.

### **Ces masques FFP2 sont-ils fabriqués en France ?**

+

Oui, ces masques FFP2 sont de fabrication française. Cette fabrication permet une traçabilité maîtrisée et une qualité de production adaptée aux exigences des équipes sur le terrain.

### **Ces masques FFP2 sont-ils adaptés au port prolongé ?**

+

Oui, ces masques sont conçus avec une bonne respirabilité afin de limiter la fatigue respiratoire pendant le port prolongé. La forme enveloppante et la barrette nasale ajustable contribuent aussi au confort de port.

### **Ces masques FFP2 contiennent-ils du latex ?**

+

Non, ces masques FFP2 sont indiqués sans latex. Leur composition repose sur plusieurs couches de matière non tissée assurant filtration et respirabilité.