

SPRAY FROID 400ML

Référence : 7002



Description :

- Le froid intense réduit instantanément la douleur en anesthésiant la zone touchée.
- Le froid diminue la circulation sanguine, limitant ainsi les gonflements et les ecchymoses.
- Le menthol dissous dans le gaz prolonge l'effet rafraîchissant pour un confort durable.
- Flacon pressurisé facile à utiliser, permettant une application rapide et ciblée.
- Format compact de 400 ml, parfait pour les trousse de secours et les déplacements.

Caractéristiques Techniques :

- **Température atteinte** : environ -20°C à l'application
- **Composition** : mélange de camphre et menthol
- **Contenance** : 400 ml
- Dispositif médical de classe IIa (Directive Européenne 93/42/CEE)

Soulagement instantané avec notre spray froid 400 ml : efficacité et confort en un seul geste

Profitez d'un **soulagement immédiat** après un coup, une entorse ou une foulure grâce à notre spray froid 400 ml. Ce produit innovant combine **l'action du froid intense** avec les propriétés apaisantes du menthol pour vous offrir une **solution rapide et efficace**, que ce soit sur le terrain ou à la maison.

Idéal pour limiter les douleurs et **prévenir l'apparition d'hématomes**, notre spray est le choix privilégié des professionnels de la santé et des secouristes.

- **Soulagement rapide de la douleur**
- **Réduction des hématomes**
- **Effet prolongé**
- **Facilité d'utilisation**

SPRAY FROID 400ML

Référence : 7002

- **Portable et pratique**

Pourquoi choisir notre spray froid pour vos premiers soins ?

Notre spray froid 400 ml est conçu pour offrir une solution de premier choix en matière de premiers secours, alliant efficacité et praticité. Idéal pour les sportifs, les travailleurs en extérieur, et toute personne active, il se distingue par sa capacité à soulager instantanément et à prévenir les complications liées aux petites blessures.

En intégrant ce produit dans votre trousse de secours, vous vous assurez d'avoir un allié fiable pour intervenir rapidement et limiter les douleurs.

Retrouvez également l'ensemble de nos [spray froid](#).

Mode d'emploi :

- **Distance d'application** : Pulvérisez à environ 20 cm de la zone à traiter.
- **Application mobile** : Déplacez rapidement l'aérosol sur la zone touchée pour éviter les brûlures par le froid.
- **Précaution** : Arrêtez immédiatement la pulvérisation à l'apparition de givre. Répétez l'opération si nécessaire.
- **Utilisation** : Idéal pour traiter les coups, entorses et foulures en procurant un soulagement rapide et localisé.

Précautions d'usage :

- **Brûlures par le froid** : Évitez une pulvérisation prolongée sur un point fixe, cela peut provoquer des brûlures par le froid.
- **Usage sur enfants** : Ne pas utiliser sur les bébés ou jeunes enfants de moins de 36 mois. Pour eux, préférez un sachet réutilisable conservé au réfrigérateur ou un sac de froid instantané.
- **Classe médicale** : Ce spray est un dispositif médical de classe IIa, conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE.