

## POMPE À VENIN

### Référence : 12004

#### Description :



- Système simple à double chambre avec blocage de piston pour créer une dépression locale.
- Permet une aspiration rapide sur la zone de piqûre ou morsure selon le protocole recommandé.
- 4 embouts de tailles différentes pour s'adapter aux reliefs cutanés.
- Format compact et léger adapté aux sorties nature, trousse de secours et secours en mobilité.
- Manipulation intuitive pour une mise en œuvre immédiate sur le terrain.

#### Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 12004.
- **Fonction** : aspiration manuelle par piston (dépression).
- **Embouts** : 4 tailles interchangeables.
- **Dimensions** : 12,5 x 8 x 3,5 cm.
- **Poids** : très léger, transport facile en rando.
- **Positionnement** : premiers secours terrain, complément à l'évaluation médicale.

### Pompe à venin : aspiration rapide après piqûre ou morsure

Mini-pompe d'aspiration à double chambre conçue pour agir immédiatement après une piqûre ou une morsure et favoriser une prise en charge plus sereine en attendant l'évaluation médicale.

- **Utilisation immédiate terrain.**
- **4 embouts pour zones variées.**
- **Dépression par piston sécurisé.**
- **Compacte et ultra légère.**
- **Idéale trousse rando et outdoor.**

### Secours en extérieur : geste rapide et format prêt à emporter

Pensée pour la randonnée, le camping et les activités outdoor, la pompe à venin offre un geste simple d'aspiration locale immédiatement après la piqûre ou morsure. Son format compact, ses embouts multiples et son usage intuitif en font un indispensable des [troussets nature](#).

Ce dispositif de premiers secours n'élimine pas la nécessité d'une évaluation médicale. Il s'intègre à vos protocoles de sécurité et de prévention en attendant une prise en charge adaptée.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## POMPE À VENIN

Référence : 12004

### Mode d'emploi :

- Agissez le plus tôt possible après la piqûre ou la morsure.
- Choisissez l'embout adapté et placez-le au centre de la zone.
- Tirez le piston pour créer la dépression et maintenez selon le schéma fourni.
- Relâchez, repositionnez si besoin, puis nettoyez la peau et surveillez l'état général.
- Contactez un professionnel de santé si tout signe d'alerte apparaît ou en cas de doute.

### Précautions d'utilisation :

- N'appliquez pas sur muqueuses, yeux, plaies profondes ou zones infectées.
- Ne pratiquez pas d'incision, de succion orale ni de garrot.
- Ne remplace pas un avis médical, notamment chez l'enfant, la femme enceinte ou en cas d'antécédents allergiques.
- Arrêtez l'utilisation en cas de douleur importante, d'irritation cutanée ou de malaise.
- Nettoyez les embouts après usage selon votre protocole d'hygiène et conservez le dispositif au sec.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502