

LOT DE 100 HARICOTS EN CARTON 25 CM

Référence : 14038-100

Description :



- Coupelles en forme **rénale** (haricot) pour le **recueil** de pansements usagés, compresses, petites pièces ou liquides.
- Supporte les **gestes de pansement** au chevet, en cabinet et en infirmerie (dépose de matériel, instruments légers).
- **Usage unique** pour limiter les contaminations croisées et simplifier la gestion des déchets.
- **Empilables** : stockage optimisé des consommables au poste de soins.
- Format **25 cm** : dimension polyvalente pour la plupart des actes courants.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : longueur env. **25 cm** (format standard)
- **Matière** : **carton rigide** à usage unique (à éliminer après emploi)
- **Design** : forme **haricot** ergonomique avec bords relevés
- **Conditionnement** : **lot de 100** unités, empilables
- **Destination** : poste de soins, cabinet médical, scolaire, entreprise/ERP

Lot de 100 haricots en carton 25 cm : récupération hygiénique, usage unique et manipulation sûre

Haricots en carton 25 cm lot de 100 : coupelles jetables **rigides et hygiéniques** pour le recueil de déchets de soins, pansements et liquides, facilitant des **gestes propres** et un **gain de temps** au poste de soins.

- **Forme rénale anti-débordement**
- **Carton rigide, prise sûre**
- **Usage unique, hygiène renforcée**
- **Empilables, gain de place**
- **Format 25 cm polyvalent**

Coupelles rénales jetables pour recueil de déchets de soins et pansements

Indispensables en **premiers secours** et en soins courants, les **haricots en carton 25 cm** assurent un **recueil propre** des compresses, pansements, instruments légers ou liquides (rinçages, crachats/vomissements), tout en facilitant une **gestion des déchets** conforme aux bonnes pratiques.

Le format 25 cm offre un excellent **compromis capacité/maniabilité** pour équiper postes de soins, infirmeries



LOT DE 100 HARICOTS EN CARTON 25 CM

Référence : 14038-100

d'entreprises/établissements scolaires et cabinets.

Mode d'emploi :

- Prendre un haricot **propre** au début de l'acte ; le placer au plus près de la zone de soin.
- Y déposer **compresses, pansements, petits instruments** ou **liquides** lors du geste.
- Après usage, **évacuer** le contenu dans la filière adaptée puis jeter le haricot.
- Renouveler à chaque patient/geste pour maintenir l'**hygiène**.
- Stocker les haricots **empilés** dans un endroit sec et propre.

Précautions d'utilisation :

- Produit à **usage unique** : ne pas réutiliser.
- Éliminer dans la **filière déchets** appropriée (DASRI si souillé de sang/liquides biologiques).
- Éviter les charges lourdes ou objets **tranchants** non protégés.
- Ne pas laisser à portée des enfants ; usage sous supervision d'un adulte formé.
- Conserver au **sec**, à l'abri de l'humidité et des éclaboussures avant usage.