

CISEAUX UNIVERSELS JESCO 19CM Référence : 17007

Description :



- Ciseaux universels de secours conçus pour couper facilement bandages, pansements, vêtements et autres textiles en intervention.
- Lames en acier inoxydable offrant une coupe nette et régulière, adaptées à un usage professionnel intensif.
- Forme légèrement incurvée et bout spécifique pour glisser sous le tissu sans blesser la peau de la victime.
- Manche ergonomique assurant une bonne prise en main, y compris avec des gants de protection.
- Accessoire indispensable pour compléter les trousse de secours, sacs d'intervention et malles PPMS.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : ciseaux universels de secours pour soins et premiers secours.
- **Lames** : lames en acier inoxydable pour une meilleure longévité et une coupe précise.
- **Manche** : poignée en matériau synthétique résistant, conçu pour une prise sûre et confortable.
- **Stérilisation** : ciseaux stérilisables, adaptés à un usage en environnement de soins.
- **Dimensions** : longueur totale d'environ 19 cm, format compatible avec la plupart des trousse de secours.

Ciseaux universels Jesco 19 cm : coupe sûre pour les premiers secours

Ciseaux de secours robustes et polyvalents, conçus pour couper rapidement bandages, pansements, vêtements et autres matériaux en situation d'urgence, tout en limitant le risque de blessure pour la victime.

- **Lames inox haute qualité**
- **Coupe nette multi-matériaux**
- **Forme sécurisée anti-blessure**
- **Manche ergonomique confortable**
- **Format adapté trousse de secours**

Mode d'emploi :

- Sortir les ciseaux universels Jesco 19 cm de la trousse de secours et vérifier leur bon état avant utilisation.
- Glisser délicatement le bout des ciseaux sous le bandage, le pansement ou le vêtement à découper.
- Couper le matériau en suivant une trajectoire éloignée de la peau de la victime, en gardant la lame protégée côté

CISEAUX UNIVERSELS JESCO 19CM

Référence : 17007

corps.

- Utiliser des gestes fermes et progressifs pour éviter les à-coups, notamment lors de la découpe de textiles épais.
- Après l'intervention, nettoyer et désinfecter les lames selon vos protocoles d'hygiène, puis remettre les ciseaux à leur place.

Précautions d'utilisation :

- Manipuler les ciseaux avec précaution et les tenir hors de portée des enfants en dehors des interventions.
- Éviter de couper des matériaux inadaptés (métal, câbles rigides, etc.) susceptibles d'endommager les lames.
- Remplacer les ciseaux si les lames sont émoussées, tordues ou si le mécanisme d'ouverture/fermeture devient difficile.
- Ne pas utiliser les ciseaux pour des gestes autres que ceux prévus dans le cadre des premiers secours ou soins.
- Stocker les ciseaux dans une trousse ou un étui dédié, à l'abri de l'humidité et des chocs, pour préserver leur longévité.

Des ciseaux de secours polyvalents pour toutes vos troussees d'intervention

Les ciseaux universels Jesco 19 cm sont un outil de base pour toute trousse de secours ou sac d'intervention. Pensés pour les **secouristes, infirmiers, urgentistes** et responsables de **premiers secours en entreprise**, ils permettent de découper rapidement bandages, pansements, vêtements ou textiles techniques sans blesser la victime. Leur forme sécurisée et leur manche ergonomique offrent une excellente prise en main, même en situation de stress ou avec des gants.

Grâce à leurs lames en acier inoxydable et à leur format compact, ces **ciseaux de secours** trouvent naturellement leur place dans les [troussees de secours](#), [malles PPMS](#), sacs d'évacuation ou postes de secours événementiels. Un équipement simple, fiable et durable pour compléter votre matériel d'urgence et améliorer la réactivité de vos équipes sur le terrain.