

PLATEAU RECTANGULAIRE 200X150 X20MM

Référence : 18009

Pour la stérilisation et le transport



Plateau rectangulaire en inox pour la stérilisation et le transport

Stérilisation : chaleur sèche ou autoclavable.

Mode d'emploi : Nettoyer avant la première utilisation avec une eau savonneuse ou un détergent n'attaquant pas l'acier et après chaque utilisation.

Précaution d'emploi : Vérifiez avant utilisation si le plateau a bien été nettoyé.

Vérifier si les bords sont bien non tranchants ou coupants.

Ne pas déposer d'instruments rouillés.