

50 CHAMPS DE SOINS STÉRILES TROUÉS 50 CM X 60 CM

Référence : 5042

Description :



- Permettent de délimiter clairement la zone de soin tout en protégeant l'environnement immédiat.
- Ouverture centrale facilitant l'accès précis à la zone concernée.
- Contribuent à maintenir un champ propre lors des gestes de soins.
- Adaptés aux soins locaux, actes techniques et situations de premiers secours.
- Conditionnement en lot de 50 pour un usage régulier et optimisé.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit :** Champs de soins stériles troués
- **Dimensions :** 50 x 60 cm
- **Stérilité :** Usage stérile à usage unique
- **Configuration :** Ouverture centrale prédécoupée
- **Conditionnement :** Lot de 50 unités

Déstockage

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 septembre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Champs de soins stériles troués 50x60 cm : Protection ciblée et champ opératoire maîtrisé

Une solution efficace pour isoler la zone d'intervention tout en maintenant un environnement propre, sécurisé et organisé lors des soins.

- **Zone d'intervention parfaitement isolée**
- **Ouverture centrale précise**
- **Barrière efficace contre les contaminants**
- **Format adapté aux soins courants**
- **Conditionnement économique en lot**



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

50 CHAMPS DE SOINS STÉRILES TROUÉS 50 CM X 60 CM

Référence : 5042

Mode d'emploi :

- Ouvrir le sachet individuel en respectant les règles d'asepsie.
- Déployer le champ stérile autour de la zone à traiter.
- Positionner l'ouverture centrale sur la zone d'intervention.
- Réaliser le soin ou l'acte prévu en maintenant le champ en place.
- Éliminer le champ après usage conformément aux procédures en vigueur.

Précautions d'utilisation :

- Usage unique, ne pas réutiliser après ouverture.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Conserver dans un endroit propre et sec.
- Utiliser uniquement par des personnes formées aux gestes de soins.
- Éliminer selon les filières de déchets adaptées.

Une solution indispensable pour sécuriser les soins et interventions

Les **champs de soins stériles troués** jouent un rôle essentiel dans la maîtrise de l'environnement lors des soins. En créant une barrière protectrice autour de la zone d'intervention, ils contribuent à limiter les risques de contamination et à améliorer l'organisation des gestes techniques. Leur format 50x60 cm permet une couverture adaptée à de nombreuses situations rencontrées en **premiers secours** ou lors de soins courants. Intégrés aux [champs stériles](#), ils constituent un consommable incontournable pour les professionnels comme pour les structures équipées.

Pratiques et conditionnés en lot, ces champs s'inscrivent pleinement dans l'univers des [pansements, compresses et supports de soins](#), facilitant la gestion des stocks et l'efficacité opérationnelle au quotidien.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502