

TROUSSE TRANSPARENTE DOUBLE PLEINE - 6 À 12 PERSONNES

Référence : 10141



Composition :

- **Petits soins** : 1 sparadrap 2.5 cm x 5 m, 15 compresses stériles 5cm x 5 cm, 40 pansements assortis, 1 pansement à découper 1m x 6cm, 1 antiseptique Chlorhexidine Vaporisateur 100ml, 1 pansement compressif 8 cm x 10 cm, 1 sac de froid instantané, 1 crème coups et chocs 50 ml , 1 gel brûlures vapo 50 ml, 10 dosettes sérum physiologique,
- **Protection** : 8 gants, 2 couvertures de survie,
- **Aide au maintien** : 3 bandes extensibles 5cm x3 m, 2 bandes extensibles 7cm x 3 m, 2 écharpes triangulaires,
- **Petit matériel** : 1 ciseau, 1 pince à écharde,
- **Aide aux soins** : 1 manuel de 1ers secours

Caractéristiques techniques :

- **Couleur** : Rouge et transparente
- **Conditionnement** : Unitaire
- **Dimensions** : 26 cm x 18 cm x 12 cm
- **Matériaux** : Polypropylène
- **Nombre de personnes** : 6 à 12
- **Utilisations** : Petits soins
- **Support** : Mural

Informations sur les produits de premiers secours :

Les composants du kit de secours (**produits antiseptiques, pansements, compresses, bandes**) permettent de soigner les coups, les coupures, les brûlures superficielles et les blessures légères. Enfin, d'autres outils de secours comme une pince à écharde, des ciseaux et des sachets plastique viennent compléter la composition.



TROUSSE TRANSPARENTE DOUBLE PLEINE - 6 À 12 PERSONNES

Référence : 10141

• **Les compresses stériles** sont idéales pour une utilisation immédiate après un accident. Elle est conçue pour nettoyer et couvrir les plaies quotidiennement. La compresse stérile peut être pliée ou dépliée en fonction de la taille souhaitée. Une compresses plée offre un coussin supplémentaire aux petites blessures. Très absorbante et respirante.

• **Les antiseptiques à la chlorhexidine** assurent la désinfection avant la mise en place de tout pansement ou compresses. Utilisé en règle générale pour nettoyer la peau afin de prévenir les diverses infections possibles d'une plaie.

• **Le pansement compressé** convient à toutes les plaies légères ne comprenant aucun corps étrangers ni fragments osseux (fractures ouvertes). Il permet de comprimer et de protéger la plaie pour arrêter ou limiter les saignements en attendant les secours ou le transport à l'hôpital.

• **Le sac de froid instantané** à usage unique qui soulage la douleur est composé de billes qui, suite à une simple pression et agitation prolongée de 20 secondes, se transforment en liquide. Les compresses de froid instantané sont spécialement conçues pour la cryothérapie et soulagent les douleurs telles que les entorses, contusions, claquages, hématomes et tumeurs de tige.

• **Les serviettes coupe et choc** à base de Calenda permettent d'apaiser la douleur causée suite à un choc.

• **Le gel brûlure** est un hydrogel qui permet d'apporter un pouvoir refroidissant très élevé. Il possède des propriétés antiseptique et calmante à appliquer sur la peau sans massage. Prévenir éventuellement avec une compresses ou un bandage léger.

• **Le sérum physiologique** permet de nettoyer les zones sensibles comme les yeux et le nez, permettant d'éviter la prolifération d'agents infectieux dans le corps. Produit nettoyant, moifensif pour le corps.

• **Les gants de soins** offrent une protection efficace lors des interventions de soins et ils sont tout indiqués dans la pratique des gestes d'urgence.

• **La couverture de survie** est essentielle pour assurer la sécurité des personnes après une chute ou un traumatisme tout en empêchant la chute de leur température corporelle.

• **Les bandes extensibles** sont idéales pour le maintien des pansements, des articulations et des masses musculaires. Leur élasticité permet de s'adapter au mieux aux différentes zones du corps et aux différentes morphologies.

• **L'écharpe de Mayer** aussi appelée écharpe triangulaire d'immobilisation permet de maintenir un membre blessé ou fracturé contre la poitrine de la victime.

• **Le ciseau pour trousses** possède une taille parfaitement adaptée au petit format d'une trousses de secours.

• **Le manuel de premiers secours** explique les positions et les gestes de premiers secours à adapter face aux accidents les plus courants : étouffement, coupures, brûlures, malaises, etc.

• **La pince à écharpes** est conçue aussi bien pour le retrait des écharpes que pour l'application. La prise en main ergonomique permet une extraction efficace des écharpes et poils.



TROUSSE TRANSPARENTE DOUBLE PLEINE - 6 À 12 PERSONNES

Référence : 10141

Trousse Transparente Double Pleine - 6 à 12 personnes

Une **trousse de premiers secours** permet d'intervenir rapidement et efficacement en cas de blessure ou d'accident et d'aider les autres. Indispensable pour mener à bien certains gestes de premiers secours, elle contient le matériel adapté et les produits de premiers soins.

La boîte est **légère** mais **résistante** et elle est dotée d'une **poignée pour faciliter son transport**. Elle est également équipée d'un joint anti-poussière pour assurer la protection du contenu.

Produits complémentaires :

- Besoin d'un complément ? Optez pour la [composition de la trousse transparente double \(Réf:10143\)](#)
- Votre trousse est cassée ? Changez-la pour une [trousse de secours vide adaptée \(Réf:10142\)](#)



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

TROUSSE TRANSPARENTE DOUBLE PLEINE - 6 À 12 PERSONNES

Référence : 10141

Informations complémentaires

- **Trousse de secours** pleine pour 6 à 12 personnes **avec visibilité immédiate des produits de secours**

- Facilement transportable et **peu encombrante**, elle se fera sans problème une place là où vous désirez

- Sa conception spécifique la rend **résistante aux chocs et imperméable à la poussière**,

- La **trousse de secours Tamô transparente double** pour six à douze personnes regroupe tous les produits de base du traitement d'un blessé : pansements, bandages, gants, compresses, produits désinfectants, couverture de survie...

- Un **manuel des premiers secours** intégré vous permettra d'agir rapidement et efficacement avant l'éventuelle intervention des secours,

- Si vous êtes moins nombreux, la **trousse de secours transparente existe en simple pour 1 à 5 personnes**

Pour une trousse de secours toujours opérationnelle

Toutes les entreprises sont exposées au risque d'accident du travail, quels que soient leur taille ou leur secteur d'activité. La présence d'une trousse de premiers soins ou d'une armoire à pharmacie limite l'étendue des dommages causés par des lésions, des blessures ou des brûlures qui peuvent

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



TROUSSE TRANSPARENTE DOUBLE PLEINE - 6 À 12 PERSONNES

Référence : 10141

survenir n'importe quand et n'importe où. Il est nécessaire d'être préparé à toutes les éventualités possibles, surtout lorsqu'il s'agit de la santé et de la sécurité en entreprise. C'est pourquoi une recharge pour trousse de premiers soins est un article indispensable. L'intérêt est d'avoir à disposition une trousse toujours approvisionnée en produits afin de parer à un accident, qu'il soit mineur ou majeur.

Vérifier les dates de péremptions des produits

Une attention particulière doit donc être portée à la durée des produits. De très nombreux produits ont une date de péremption mais il faut être attentif notamment aux pansements, aux compresses, aux antiseptiques, gels à base d'arnica, gels brûlures, spray froid, sérum physiologique.... Les produits périmés ne peuvent plus être utilisés et sont donc à remplacer.

La vérification de votre matériel de secours vous permet :

- d'attester de l'état actuel des produits pour maintenir à jour le contenu de la trousse de premiers soins.
- de découvrir si un équipement de secours supplémentaire est nécessaire pour remplacer les produits manquants.

Idéalement, nous vous recommandons d'effectuer ces vérifications selon une fréquence d'évaluation appropriée d'une fois par semestre, accompagnée systématiquement d'un autre contrôle du contenu après l'utilisation de la trousse.

Pour faciliter ces vérifications, vous pouvez créer des alertes sur votre planning. Vous pouvez également sceller votre kit médical à l'aide de [nos scellés amovibles](#), de sorte que vous puissiez vérifier si la trousse a été utilisée. C'est une technique qui permet de contrôler la validation du contenu et qui encourage les ajouts de nouveaux produits.

De plus, nous vous recommandons de désigner une personne responsable de l'inspection et de l'entretien de la trousse de premiers soins.



TROUSSE TRANSPARENTE DOUBLE PLEINE - 6 À 12 PERSONNES

Référence : 10141

Les conseils Tamô pour utiliser correctement votre trousse de premiers soins

1. Optez en priorité pour les unidoses : Le conditionnement unidose stérile permet d'éviter toute contamination lors des différentes utilisations de la trousse d'urgence.
2. Lavez-vous les mains : Veillez à avoir les mains propres avant d'ouvrir le kit et de toucher le matériel. Si nécessaire, utilisez des gants jetables pour nettoyer et panser la plaie d'un collègue.
3. Gardez le kit en bon état : Entretenez régulièrement votre trousse de secours et si nécessaire, désignez une personne pour vérifier périodiquement le contenu, la date de péremption et l'état général de l'équipement.
4. Contactez le Samu en cas d'accident grave : Les trousses de premiers soins sont conçues pour traiter les accidents et blessures mineurs. En cas d'incident plus grave, il faut impérativement : contacter Samu (15) en urgence et suivre les consignes données au téléphone.

Où Stocker le Matériel de Premiers Soins ?

Les consommables nécessaires pour donner les premiers soins aux victimes d'un accident et malades doivent être **déposés à un endroit stratégique et facilement accessible aux secouristes**, de sorte à être placés au plus proche de la zone dangereuse (ex : douches de sécurité, à proximité des produits chimiques dans les postes de manutention des produits).

Dans tous les cas, les salles de secours et [le matériel de premier secours doivent être distingués par la signalisation](#) (rectangles ou carrés et pictogrammes blancs sur fond vert) décrite dans l'arrêté du 4 novembre 1993.

Est-il légalement nécessaire d'avoir un local dédié au matériel de premiers secours ?

L'[article 4214-23 du code du travail](#) stipule qu'un local de soins doit être installé sur le lieu de travail lorsque le nombre total de salariés dans l'entreprise est au moins égal à 200 dans les établissements industriels et au moins 500 dans les autres établissements. Ce local dédié aux premiers secours doit être facilement accessible à l'aide d'un brancard et peut contenir des trousses et du matériel de premiers secours.



TROUSSE TRANSPARENTE DOUBLE PLEINE - 6 À 12 PERSONNES

Référence : 10141

Il doit y avoir un dispositif d'appel destiné à alerter les infirmières dans la salle d'urgence ou autour des équipements d'urgence ou, à défaut, une structure d'urgence à l'extérieur de l'établissement. La mise à disposition et l'utilisation du matériel de premiers secours ne constitue en effet qu'une partie de l'organisation des secours et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'appel aux secours d'urgence.

Créer votre propre composition

Parce que personne d'autre que vous ne connaît mieux les risques rencontrés par vos salariés, Tamô vous accompagne dans l'assemblage de votre kit de secours sur mesure. Nous pouvons vous accompagner dans votre démarche en vous faisant une composition spéciale avec les produits que vous souhaitez ou qui vous sont recommandés par votre Médecin du travail. Nous mettons à votre disposition l'ensemble de toutes les catégories d'articles entrant dans la composition d'une trousse. Vous pourrez opérer votre choix entre des formes variées de sérums physiologiques, de compresses ou encore de pansements. Vous avez également la possibilité de sélectionner des instruments de mesure ou du matériel à usage unique. Nous incluons dans chaque trousse un guide sur les premiers soins.

Faites dès maintenant l'acquisition de votre trousse sur mesure en nous contactant par mail à contact@tamo.fr ou par téléphone au 04.93.19.20.23.