

## BANDELETTES DE TEST URINAIRE COMBI 5N

Référence : 14057



### Description :

- Bandelettes de test urinaires pour **usage professionnel**.
- Permettent de contribuer à la détection de **diabète mellitus**, ainsi que d'**infections** et de maladies des **reins** et des **voies urinaires**.
- **Flexibles** et utilisables avec une **faible quantité d'échantillon**, pratique lorsque le prélèvement est limité.
- Conçues pour des **résultats rapides** avec une lecture lisible dès **30 secondes**.
- Format adapté aux besoins du quotidien, notamment en **pédiatrie**.

### Caractéristiques techniques :

- **Produit** : Bandelettes de test urinaire **Combi 5N**
- **Conditionnement** : Boîte de **50 bandelettes**
- **Temps d'immersion** : **1 seconde**
- **Temps de réaction** : **30-60 secondes** (lisible après 30 secondes)
- **Référence** : **14057**

### Propriété

- Paramètres détectables : **glucose**
- Paramètres détectables : **protéines**
- Paramètres détectables : **sang**
- Paramètres détectables : **nitrile**
- Paramètres détectables : **pH**

## DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **28 février 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !



## BANDELETTES DE TEST URINAIRE COMBI 5N

Référence : 14057

### Bandelettes de test urinaire Combi 5N (boîte de 50) : Résultats rapides en 30 à 60 secondes

**Bandelettes de test urinaire Combi 5N** (boîte de 50) : des **bandelettes urinaires** faciles à utiliser, conçues pour une lecture rapide après un **temps d'immersion d'1 seconde**, avec des **résultats lisibles dès 30 secondes** pour un dépistage professionnel simple et efficace.

- **Lecture rapide (30-60 s)**
- **Immersion 1 seconde**
- **Fonctionne avec peu d'échantillon**
- **Idéal en pédiatrie**
- **Boîte de 50 bandelettes**

#### Mode d'emploi :

- Plonger la bandelette dans l'échantillon urinaire pendant **1 seconde**.
- Respecter un **temps de réaction de 30 à 60 secondes**.
- Effectuer la lecture : résultat **lisible après 30 secondes**.
- Utiliser la bandelette même avec une **faible quantité d'échantillon** lorsque nécessaire.

#### Précautions d'utilisation :

- Produit destiné à un **usage professionnel**.
- Respecter strictement le **temps d'immersion** et le **temps de réaction** pour une lecture cohérente.
- Réaliser des tests **faciles à effectuer** en suivant la procédure indiquée.

### Un test urinaire rapide et pratique pour un dépistage professionnel au quotidien

Les **bandelettes de test urinaire Combi 5N** sont conçues pour offrir un **contrôle rapide** grâce à une immersion courte (1 seconde) et une lecture en 30 à 60 secondes. Elles détectent plusieurs paramètres clés (glucose, protéines, sang, nitrite, pH) et peuvent être utilisées avec peu d'échantillon, un avantage en situation de prélèvement limité ou en **pédiatrie**. Pour compléter vos besoins en dépistage, retrouvez nos solutions de [tests de dépistage](#) ainsi que la sélection dédiée à la [sécurité de la route](#).