

## CACHE-ŒIL CUILLÈRE

Référence : 21001

### CACHE-OEIL CUILLÈRE



#### Caractéristiques :

- Le **cache-œil cuillère** sert à cacher un œil pendant un test de **dépistage visuel**,
- Il permet de tester successivement **un œil après l'autre** en masquant l'œil opposé,
- Le **cache-œil cuillère** est un instrument ophtalmique,

#### Mode d'emploi :

- Prendre le dispositif et le placer devant l'œil à cacher. Répéter l'opération avec l'autre œil,
- Nettoyer avec une eau savonneuse ou un détergent après chaque utilisation,
- Enlever le film protecteur lors de la première utilisation,

#### Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 244 x 22 mm
- Résistance température : -40 à + 50 à 90°C
- Epaisseur : 4 mm
- Poids net : 32g
- Diamètre du cache : 61mm
- Matière : PMMA blanc 4mm

### CACHE-OEIL CUILLÈRE

Le **cache-œil cuillère** est utilisé pour effectuer des **tests optométriques** et permet de cacher un œil lors d'un test visuel à distance.

- Simple d'utilisation
- Instrument ophtalmique