

## LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

## 100 TAMPONS ALCOOLISÉS ALCOMED 70° Référence : 4008-T



Tampon plié et imprégné d'alcool à 70% pour la désinfection des peaux saines

Tampon plié et imprégné d'alcool à 70% pour la désinfection des peaux saines.

Tampon: 50% polypropylène et 50% cellulose, Non tissé

Principe actif : alcool Isopropanol à 70°. (Poids : 0.4 +- 0.05g) 70% ; Eau à 30% Pochette : aluminium, papier, plastique totalement hermétique et étanche

Norme En conformité avec la directive 93/42/CEE (Dispositif Médicaux).

Emballage : Sous sachet pelable étanche unitaire. Boite de 100 pièces, et pochette individuelle

Mode d'emploi : Déchirer le sachet individuel en suivant les pointillés. Retirer la lingette. Frotter légèrement sur la peau pour la désinfecter. Ne pas déplier le tampon, afin d'assurer une humidification plus importante et plus longue.