

100 PANSEMENTS TISSÉS COTON LONG 18CM X 2CM

Référence : 1007-100

Description :

- Format long 18 cm : enveloppe le doigt pour une protection hygiénique.
- Compresse très absorbante et non adhérente pour un retrait plus doux.
- Support coton aéré et extensible : confort et liberté de mouvement.
- Adhésivité fiable au quotidien : colle forte, sans résidus.
- Couleur chair, emballage unitaire pour une distribution propre.



Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 1007-100.
- **Dimensions** : 18 cm x 2 cm (format long).
- **Compresse** : très absorbante, non adhérente à la plaie.
- **Support** : tissé coton, aéré, extensible ; couleur chair.
- **Adhésif** : colle forte, ne laisse pas de résidus.
- **Conditionnement** : boîte de 100 pansements emballés individuellement.

Pansements tissés coton long 18 x 2 cm : maintien fiable et confort au quotidien

100 pansements tissés coton long 18 cm x 2 cm : pansements couleur chair à compresse très absorbante non adhérente et support coton aéré extensible, avec colle forte sans résidus, en emballage individuel pour une hygiène optimale.

- **Compresse très absorbante**
- **Non adhérente à la plaie**
- **Support coton aéré extensible**
- **Colle forte, sans résidus**
- **Emballage individuel**

Panement doigt longue bande : confort, absorption et tenue

Idéals pour les **petites blessures** et frottements au bout des doigts, ces **pansements tissés coton longs** combinent une **compresse très absorbante** et un **support aéré extensible** pour un port confortable au quotidien. Le **format 18 x 2 cm** enveloppe le doigt pour une protection hygiénique et une **tenue fiable**.

Leur **emballage individuel** et leur **colle forte sans résidus** facilitent la distribution au poste de soins et en trousse, pour des gestes simples et rapides.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

100 PANSEMENTS TISSÉS COTON LONG 18CM X 2CM

Référence : 1007-100

Mode d'emploi :

- Nettoyer et sécher la zone ; désinfecter si nécessaire.
- Positionner la compresse sur la plaie ; enrouler le pansement autour du doigt.
- Lisser les bords pour optimiser l'adhérence.
- Remplacer dès qu'il est humide, sali ou après la douche.
- Éliminer après usage selon vos consignes locales.

Précautions d'utilisation :

- Usage externe sur peau saine autour de la lésion.
- Ne pas appliquer sur plaie profonde ; demander conseil en cas de doute.
- Surveiller tout signe d'irritation ; arrêter si réaction cutanée.
- Conserver au sec, à l'abri de la chaleur ; tenir hors de portée des enfants.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel avant usage.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502