

100 PANSEMENTS PAPILLONS ÉCO NON TISSÉS 7CM X 4CM

Référence : 1057-100

Pansements doigts prêts à l'emploi pour milieux professionnels et alimentaires



Conçus pour protéger efficacement les extrémités, les pansements papillons non tissés combinent confort de port, compresse non adhérente et adhésif acrylique toléré pour un maintien fiable au quotidien.

Leur format 7 x 4 cm s'adapte aux petites coupures et éraflures du bout des doigts, en atelier, cuisine ou poste de soins, tout en assurant une protection hygiénique et discrète.

Description :

- Format papillon pour envelopper proprement le bout du doigt et sécuriser la plaie.
- Compresse centrale très absorbante qui n'adhère pas à la lésion pour un retrait plus confortable.
- Support non tissé multi-extensible qui accompagne les mouvements sans se décoller.
- Adhésif acrylique conçu pour le respect des peaux sensibles au quotidien.
- Couleur chair discrète pour un port plus esthétique en environnement professionnel.

Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 1057-100.
- **Dimensions** : 7 cm x 4 cm (forme papillon).
- **Support** : non tissé multi-extensible, 100 % viscose.
- **Compresse** : très absorbante, non adhérente à la plaie.
- **Adhésif** : masse acrylique pour peaux sensibles.
- **Finition** : film polyéthylène anti-adhérent, couleur chair.
- **Conditionnement** : boîte de 100 pansements.

Pansements papillons non tissés 7 x 4 cm : protection hygiénique des bouts de doigts

100 pansements papillons éco non tissés 7 cm x 4 cm en forme papillon pour épouser le bout du doigt, compresse centrale très absorbante qui ne colle pas à la plaie, tenue occlusive et respect des peaux sensibles.

- **Forme papillon ergonomique.**
- **Compresse non adhérente.**
- **Occlusif et protecteur.**



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

100 PANSEMENTS PAPILLONS ÉCO NON TISSÉS 7CM X 4CM

Référence : 1057-100

- Adhésif acrylique toléré.
- Couleur chair discrète.

Mode d'emploi :

- Nettoyez la plaie, désinfectez si nécessaire puis séchez délicatement la zone.
- Positionnez la compresse au centre et enveloppez le bout du doigt avec les ailettes.
- Lissez les bords pour assurer l'occlusion et la tenue durant l'activité.
- Remplacez le pansement dès qu'il est humide, sali ou après la douche.
- Éliminez le pansement usagé selon vos consignes internes de tri.

Précautions d'utilisation :

- Utilisez sur peau saine autour de plaies superficielles non infectées.
- Arrêtez l'usage en cas d'irritation, d'inconfort ou d'allergie connue aux adhésifs.
- Ne serrez pas excessivement afin de préserver la micro-aération cutanée.
- Conservez au sec et à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Vérifiez l'intégrité du conditionnement avant utilisation.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502